

EN

TotalCare System

TotalCare System is a simple and convenient way to care for your hard and rigid gas permeable contact lenses.
The **TotalCare** System is formulated to help increase comfort and helps maximize lens wearing time.
The **TotalCare** System consists of the following components:

- TotalCare** Daily Cleaner
- TotalCare** Disinfecting/Storing/Wetting Solution
- TotalCare** Lens Case (non-sterile)

Daily Care Routine

Always wash and dry your hands thoroughly before handling your contact lenses.

Cleaning

- Remove the left lens from your eye and place on the palm of your hand.
- Place 2-3 drops of **TotalCare** Daily Cleaner on each lens surface and rub for 15-20 seconds with your finger. Never rub in a circular motion as it may not effectively clean the lens edge.
- Rinse each side of the lens using **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution or sterile saline solution.
- Place the lens in the holder of the left cap (L) and close the lens case with this cap.
- Fill the lens case with **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution. Ensure the lens case is completely filled to the top.
- Repeat this procedure with the right contact lens.

Disinfecting

- Leave your lenses to soak in **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution for at least 6 hours or overnight to ensure thorough disinfection. Store the lenses in the unopened lens case until ready to wear.
- Rinse your lenses with **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution.
- Your lenses are now ready to wear.
- Discard the used solution, rinse your lens case with **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution and leave to air dry.

Storage

- Lenses can be stored for up to 30 days in the unopened lens case.
- If they are stored for longer periods of time, disinfect again before inserting your lenses.

Wetting

- To wet your contact lenses place 1-2 drops of **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution on the inner surface of each contact lens before inserting.

Protein Removal

- The proteins that occur naturally in your tear film can build up a deposit on your contact lenses during normal wear. These deposits can reduce wearing comfort, vision and the lifespan of your lenses.
- Where required, the weekly use of protein remover tablets provides optimal care for your lenses, please contact your eye care professional for advice.

Precautions

All instructions must be followed. Failure to do so may result in serious eye infection or injury.

General

Do not use any of these products if you are allergic to any of their contents.
If eye irritation occurs discontinue lens wear and consult your eye care practitioner.
Do not use if tamper-evident seal is broken or missing.

Use

The **TotalCare** System is not intended for use with soft contact lenses.

Always use fresh solution.
Do not use after the expiry date.

Do not insert lens directly into the eye after soaking the lens in solution containing a protein remover tablet.
To avoid contamination, do not touch bottle tip on any surface and avoid contact with eyes.
Do not swallow the tablets or solutions.

Do not rinse your lenses or lens case with tap water.

It is recommended you use **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution with the **TotalCare** lens case.

Do not change contact lens care system without consulting an eye care professional.

Storage

Store all products in the **TotalCare** System in a dry place.

Store between 5°C and 25°C.

Close the bottles tightly immediately after use.

Keep out of reach of children.

Discard

Discard any remaining **TotalCare** Disinfecting, Storing and Wetting Solution 45 days after first opening the bottle.

Discard any remaining **TotalCare** Daily Cleaner 60 days after first opening the bottle.

Contraindications

None known.

Product:

TotalCare Disinfecting,
Storing and Wetting Solution:

Contains:

Polyhexamethylene biguanide (PHMB) - 0.0005%
Edetate disodium
Hydroxyethyl cellulose
Sodium phosphate
Sodium chloride
Hydrochloric acid
Purified water

Polyhexamethylene biguanide - 0.0001%
Tyloxapol - 0.025%
Hydroxypropyl methylcellulose - 0.15%
Tromethamine
Edetate disodium
Hydrochloric acid
Sodium chloride
Purified water

Note: It is possible that not all products listed above are contained in this pack but are available separately, if required. Please refer to the instructions for use contained in each of these products.

Product of China

DE

TotalCare System

TotalCare ist ein einfaches und anwenderfreundliches System zur Pflege Ihrer harten und formstabilen gasdurchlässigen Kontaktlinsen.

Das **TotalCare** System ist so formuliert, dass der Tragekomfort verbessert und die Tragezeit für die Kontaktlinsen verlängert wird.

Das **TotalCare** System besteht aus folgenden Komponenten:

- TotalCare** Täglicher Reiniger
- TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung
- TotalCare** Kontaktlinsenbehälter (junsteril)

Ablauf der täglichen Pflege

Bitte waschen Sie sich vor der Kontaktlinsepflege stets sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie ab.

Reinigung

- Linke Kontaktlinse vom Auge nehmen und auf die Handinnenfläche legen.
- 2-3 Tropfen **TotalCare** Täglicher Reiniger auf jede Kontaktlinsenfläche geben und 15-20 Sekunden mit dem Finger verreiben. Nicht im Kreis reiben, weil damit die Linsenränder nicht sauber gereinigt werden können.
- Jede Seite der Kontaktlinse mit **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung oder mit steriler Kochsalzlösung abspülen.
- Kontaktlinse in den Halter der linken Kappe (L) legen und Kontaktlinsenbehälter mit dieser Kappe verschließen.
- Kontaktlinsenbehälter mit **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung füllen. Sicherstellen, dass der Kontaktlinsenbehälter vollständig bis oben gefüllt ist.
- Vorgang mit der rechten Kontaktlinse wiederholen.

Desinfektion

- Kontaktlinsen mindestens 6 Stunden oder über Nacht in **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung ruhen lassen, um eine gründliche Desinfektion sicherzustellen. Kontaktlinsen bis zum Tragen im ungeöffneten Kontaktlinsenbehälter aufbewahren.
- Kontaktlinsen mit **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung abspülen.
- Ihre Kontaktlinsen können nun aufgesetzt werden.
- Benutzte Lösung entsorgen, Kontaktlinsenbehälter mit **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung ausspülen und trocknen lassen.

Aufbewahrung

- Kontaktlinsen können bis zu 30 Tage im verschlossenen Kontaktlinsenbehälter aufbewahrt werden.
- Wenn sie länger aufbewahrt werden, müssen sie vor dem Aufsetzen erneut desinfiziert werden.

Benetzung

- Zum Benetzen der Kontaktlinsen vor dem Aufsetzen 1-2 Tropfen **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung auf die Innenseite jeder Kontaktlinse geben.

Proteinentfernung

- Die Proteine, die natürlich in Ihrem Tränenfilm vorkommen, können beim normalen Tragen Ablagerungen auf Ihren Kontaktlinsen bilden. Diese Ablagerungen können den Tragekomfort, das Sehvermögen und die Lebensdauer Ihrer Kontaktlinsen beeinträchtigen.
- Falls erforderlich, bietet die wöchentliche Verwendung von Proteinentfernungstabletten eine optimale Pflege für Ihre Kontaktlinsen. Lassen Sie sich von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten beraten.

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte alle Anweisungen unbedingt beachten. Bei Nichtbeachtung können schwerwiegende Augeninfektionen oder -verletzungen auftreten.

Allgemeines

Sie dürfen diese Produkte nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen einen ihrer Inhaltsstoffe sind.

Wenn Augenreizungen auftreten, sollten Sie die Kontaktlinsen absetzen und Ihren Augenspezialisten aufsuchen.

Nicht verwenden, wenn die Sicherheitsversiegelung beschädigt ist oder fehlt.

Verwendung

Das **TotalCare** System ist nicht zur Verwendung mit weichen Kontaktlinsen bestimmt.

Stets frische Lösung verwenden.

Lösung nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Linsen nicht direkt auf das Auge setzen, wenn die Linse in einer Lösung mit einer Proteinentfernungstablette aufbewahrt wurde.

Zur Vermeidung von Kontamination darf die Flaschenspitze nicht mit Oberflächen in Berührung kommen und Augenkontakt muss vermieden werden.

Tabletten oder Lösung nicht schlucken.

Linsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.

Für die Verwendung von **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung wird der **TotalCare** Kontaktlinsenbehälter empfohlen.

Das Kontaktlinsenpflegesystem nicht ohne Rücksprache mit einem Kontaktlinsenspezialisten wechseln.

Aufbewahrung

Alle Bestandteile des **TotalCare** Systems an einem trockenen Ort aufbewahren.

Bei 5°C bis 25°C aufbewahren.

Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Restliche **TotalCare** Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung innerhalb von 45 Tagen nach Anbruch der Flasche entsorgen.

Restlichen **TotalCare** Täglicher Reiniger innerhalb von 60 Tagen nach Anbruch der Flasche entsorgen.

Kontraindikationen

Nicht bekannt.

Produkt:

TotalCare Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung:

Enthält:

Polyhexamethylenbiguanid (PHMB) - 0,0005 %
Edetat-Natrium
Hydroxyethylcellulose
Natriumphosphat
Natriumchlorid
Hydrochorsäure
Gereinigtes Wasser

Polyhexamethylenbiguanid - 0,0001 %
Tyloxapol - 0,025 %
Hydroxypropylmethylcellulose - 0,15 %
Tromethamin
Edetat-Natrium
Hydrochorsäure
Natriumchlorid
Gereinigtes Wasser

TotalCare Täglicher Reiniger:

Hinweis: Möglicherweise sind nicht alle oben aufgeführten Produkte in dieser Packung enthalten, können jedoch bei Bedarf separat erworben werden. Beachten Sie bitte die bei jedem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung.

Produkt aus China

ES

Sistema TotalCare

El sistema **TotalCare** es una forma sencilla y adecuada de cuidar sus lentes de contacto, duras y rígidas, permeables al gas.

El sistema **TotalCare** se ha formulado para ayudar a aumentar la comodidad y ayuda a maximizar el período de uso de las lentes de contacto.

El sistema **TotalCare** está formado por los siguientes componentes:

Limpiador diario **TotalCare**

Solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare**

Estuche para las lentes de contacto (no estéril) **TotalCare**

Rutina diaria de cuidado

Lávese y séquese bien las manos siempre antes de manipular las lentes de contacto.

Limpieza

- Quítese la lentilla izquierda del ojo y colóquela en la palma de la mano.
- Deposite 2-3 gotas de limpiador diario **TotalCare** en cada superficie de la lente de contacto y frote 15-20 segundos con el dedo. Nunca frote con un movimiento circular ya que es posible que no limpie eficazmente el borde de las lentes de contacto.
- Enjuague cada lado de las lentes de contacto con solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare** o solución salina estéril.
- Coloque la lente de contacto en el soporte de la tapa izquierda (L) y cierre el estuche con esta tapa.
- Llene el estuche de las lentes con la solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare**. Asegúrese de que el estuche esté totalmente lleno.
- Repita este procedimiento con la lente de contacto derecha.

Desinfección

- Deje las lentes de contacto sumergidas en solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare** durante al menos 6 horas o toda la noche para garantizar una desinfección completa. Guarde las lentes en el estuche cerrado hasta que esté preparado para ponérselas.
- Enjuague las lentes de contacto con solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare**.
- Entonces sus lentes de contacto estarán listas para ser utilizadas.
- Deseche la solución utilizada, lave el estuche de las lentes de contacto con solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare** y déjelo secar al aire.

Almacenamiento

- Las lentes de contacto se pueden almacenar hasta 30 días en el estuche cerrado para lentes de contacto.
- En caso de almacenarlas durante un período más prolongado, vuelva a desinfectarlas antes de ponérselas.

Humectación

- Para humedecer sus lentes de contacto, eche 1-2 gotas de solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare** en la superficie interna de cada una de las lentes de contacto antes de ponérselas.

Eliminación de proteínas

- Durante el uso habitual, las proteínas de las lágrimas se pueden acumular en las lentes de contacto. Esta acumulación de proteínas puede causar molestias durante el uso de las lentes de contacto reducir la visión y la duración de las lentes.
- Si fuera necesario, las tabletas para la eliminación de proteínas utilizadas semanalmente proporcionan un cuidado óptimo de sus lentes de contacto. Póngase en contacto con el especialista para obtener más información.

Precauciones

Deben seguirse todas las instrucciones. Si no lo hace, pueden producirse lesiones o infecciones oculares graves.

Información general

No use ninguno de estos productos si es alérgico a cualquiera de sus componentes.

En caso de irritación ocular, interrumpa el uso de las lentes de contacto y póngase en contacto con el especialista.

No use el producto si falta el precinto de seguridad o está roto.

Uso

El sistema **TotalCare** no está diseñado para usarlo con lentes de contacto blandas.

Utilice siempre solución fresca.

No utilizar después de la fecha de caducidad.

No se ponga las lentes de contacto directamente en los ojos si acaba de sacarlas de la solución que contiene la tableta para eliminación de proteínas.

Para evitar la contaminación, no toque ninguna superficie con la punta del envase y evite el contacto con los ojos.

No ingiera la solución ni las tabletas.

No enjuague sus lentes de contacto o el estuche de las lentes con agua corriente.

Se le recomienda usar la solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare** con el estuche para lentes de contacto **TotalCare**.

No cambiar el sistema de cuidados de las lentes de contacto sin consultar con el especialista.

Almacenamiento

Guarde todos los componentes del sistema **TotalCare** en un lugar seco.

Conservar a 5-25 °C.

Cierre bien los envases inmediatamente después del uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Eliminación

Deseche la solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare** restante 45 días después de haber abierto el frasco.

Deseche el limpiador diario **TotalCare** restante 60 días después de haber abierto el frasco.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Producto:

Solución desinfectante, conservante y humectante
TotalCare :

Composición:

Polihexametilenbiguanida (PHMB) - 0,0005 %
Edetato disódico
Hidroxielil celulosa
Fosfato de sodio
Cloruro sódico
Ácido clorhídrico
Agua purificada

Limpiador diario **TotalCare** :
Polihexametilenbiguanida - 0,0001 %
Tiloxapol - 0,025 %
Hidroxiopropil metilcelulosa - 0,15 %
Trometamina
Edetato de sodio
Ácido clorhídrico
Cloruro sódico
Agua purificada

Nota: Es posible que no todos los productos anteriormente enumerados estén incluidos en el paquete, sino que se vendan por separado si se requieren. Consulte las instrucciones de uso que se incluyen en cada uno de estos productos.

Producto de China

Symbols

Consult instructions for use

Manufacturer

Date of Manufacture

Batch code (lot)

Use by (Expiration of un-opened container)

Do not use if package is damaged

Sterile. Aseptic technique

TotalCare Disinfecting, Storing and Wetting Solution:
Discard any remaining solution 45 days after first opening the bottle

TotalCare Daily Cleaner: Discard any remaining solution 60 days after first opening the bottle

Temperature limitation

Symbole

Gebrauchsanweisung beachten

Hersteller

Herstellungsdatum

Chargenbezeichnung (Los)

Verwendbar bis (Verfallsdatum des ungeöffneten Behälters)

Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist

Steril. Aseptische Technik

TotalCare Desinfizierende Aufbewahrungs- & Benetzungslösung:
Restliche Lösung innerhalb von 45 Tagen nach Anbruch der Flasche entsorgen

TotalCare Täglicher Reiniger: Restliche Lösung innerhalb von 60 Tagen nach Anbruch der Flasche entsorgen

Zulässiger Temperaturbereich

Símbolos

Consulte las instrucciones de uso.

Fabricante

Fecha de fabricación

Código del lote (lote)

Fecha de caducidad (fecha de caducidad del recipiente sin abrir)

No utilizar si el envase está dañado y consúltense las instrucciones de uso.

Esterilizado utilizando técnicas de procesamiento aséptico.

Solución desinfectante, conservante y humectante **TotalCare**:
Deseche la solución restante 45 días después de haber abierto el frasco por primera vez

Limpiador diario **TotalCare**: Deseche la solución restante 60 días después de haber abierto el frasco por primera vez

Límite de temperatura

CE 0123

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus, Quarryvale, Dublin, Ireland
CH Rep: AMO Switzerland GmbH, Gubelstrasse 34, 6300 Zug, Switzerland
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2024

Distributed in South Africa by Moscon Optics P/L.
Retail Grove, Houghton Estate Office Park.
2 Osborne Road Houghton Estate, Johannesburg South Africa 2192

FR

Systeme *TotalCare*

Le système ***TotalCare*** permet l'entretien simple et pratique de vos lentilles de contact rigides et rigides perméables au gaz.

Le système ***TotalCare*** est conçu pour améliorer le confort et augmenter la durée de port des lentilles.

Le système ***TotalCare*** comprend les composants suivants :

Solution de nettoyage ***TotalCare***

Solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare***

Étui à lentilles (non-stérile) ***TotalCare***

Entretien quotidien

Toujours se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler vos lentilles de contact.

Nettoyage

- Retirer la lentille de l'œil gauche et la placer dans la paume de la main.
- Déposer 2 à 3 gouttes de solution de nettoyage ***TotalCare*** sur chaque surface de la lentille et masser pendant 15 à 20 secondes avec le doigt. Ne jamais masser selon un mouvement circulaire car cela pourrait ne pas nettoyer efficacement le bord des lentilles.
- Rincer chaque côté des lentilles à l'aide de la solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare*** ou une solution saline stérile.
- Placer la lentille dans le support du couvercle gauche (L) et fermer le couvercle de l'étui.
- Remplir l'étui à lentilles avec la solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare***. Veiller à ce que l'étui à lentilles soit complètement rempli.
- Répéter cette procédure avec la lentille de contact droite.

Décontamination

- Laisser vos lentilles tremper dans la solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare*** pendant au moins 6 heures ou une nuit pour garantir une décontamination complète. Conserver les lentilles dans l'étui fermé jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à l'utilisation.
- Rincer les lentilles avec la solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare***.
- Vous pouvez maintenant mettre vos lentilles.
- Jeter la solution utilisée, rincer l'étui à lentilles avec la solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare*** et laisser sécher à l'air libre.

Conservation

- Les lentilles peuvent être conservées pendant 30 jours dans l'étui à lentilles fermé.
- Si elles sont conservées plus longtemps, les décontaminer à nouveau avant de les porter.

Lubrification

- Déposer 1 à 2 gouttes de la solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare*** sur la surface interne de chaque lentille de contact pour lubrifier vos lentilles de contact avant la pose.

Déprotéinisation

- Les protéines naturellement présentes dans le film lacrymal peuvent se déposer sur les lentilles de contact pendant leur utilisation normale. Ces dépôts peuvent réduire le confort de port, la vision et la durée de vie de vos lentilles.
- Si nécessaire, l'utilisation hebdomadaire de comprimés de déprotéinisation permet un entretien optimal de vos lentilles. Veuillez contacter votre professionnel de la vue pour obtenir des conseils.

Précautions

Les instructions figurant sur la notice doivent être suivies rigoureusement afin d'éviter tout risque d'infection ou de lésion oculaire grave.

Généralités

Ne pas utiliser ces produits en cas d'allergie à l'un des composants.

En cas d'irritation oculaire, retirer les lentilles de contact et consulter votre ophtalmologiste.

Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité est endommagée ou absente.

Symboles

 Consulter les instructions d'utilisation

 Fabricant

 Date de fabrication

LOT

Número de lot (lot)

 Utiliser avant
(date d'expiration du conteneur non ouvert)

 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

STERILE

A

Stérile. Technique aseptique

 Solution de décontamination, de conservation et de lubrification ***TotalCare***
Jeter toute solution restante 45 jours après l'ouverture initiale du flaco

 ***TotalCare*** Solution de nettoyage : Jeter toute solution restante 60 jours après l'ouverture initiale du flacon

 5°C — 25°C
Limites de température

IT

Sistema *TotalCare*

Il sistema ***TotalCare*** permette di prendersi cura in modo semplice e pratico delle lenti a contatto rigide e rigide gas permeabili.

Il sistema ***TotalCare*** è formulato per offrire un maggiore comfort e contribuisce a prolungare al massimo il tempo di utilizzo delle lenti.

Il sistema ***TotalCare*** comprende i seguenti componenti:

Detergente quotidiano ***TotalCare***

Soluzione disinfettante/conservante/umettante ***TotalCare***

Contenitore portalent ***TotalCare*** (non sterile)

Manutenzione quotidiana

Prima di maneggiare le lenti a contatto, lavarsi e asciugarsi sempre con cura le mani.

Pulizia

- Rimuovere la lente sinistra dall'occhio e collocarla sul palmo della mano.
- Collocare 2-3 gocce di Detergente quotidiano ***TotalCare*** su entrambe le superfici della lente e strofinare con le dita per 15-20 secondi. Non strofinare con movimento circolare, altrimenti la pulizia del bordo della lente potrebbe non essere efficace.
- Sciquare entrambi i lati della lente utilizzando la Soluzione disinfettante, conservante e umettante ***TotalCare*** o una soluzione salina sterile.
- Collocare la lente nel supporto del coperchio di sinistra (L) e chiudere il contenitore portalent con il coperchio.
- Riemplire il contenitore portalent con la Soluzione disinfettante, conservante e umettante ***TotalCare***. Controllare che il contenitore portalent sia riempito completamente fino al bordo.
- Ripetere questa procedura con la lente a contatto destra.

Disinfezione

- Per assicurare una disinfezione accurata, lasciare le lenti immerse nella Soluzione disinfettante, conservante e umettante ***TotalCare*** per almeno 6 ore o durante la notte. Conservare le lenti nel contenitore portalent chiuso fino al momento dell'uso.
- Sciquare le lenti con la Soluzione disinfettante, conservante e umettante ***TotalCare***
- A questo punto, le lenti sono pronte per l'uso.

Gettare via la soluzione usata, sciquare il contenitore portalent con la Soluzione disinfettante, conservante e umettante ***TotalCare*** e lasciarlo asciugare all'aria.

Conservazione

- Le lenti possono essere conservate per un massimo di 30 giorni nel contenitore portalent chiuso.
- Se il periodo di conservazione è più lungo, disinfettarle nuovamente prima di indossarle.

Unidificazione

- Per umettare le lenti a contatto, collocare 1-2 gocce di Soluzione disinfettante, conservante e umettante ***TotalCare*** sulla superficie interna di ciascuna lente prima di indossarla.

Rimozione delle proteine

- Le proteine che si trovano naturalmente nel film lacrimale possono accumularsi sulle lenti a contatto durante il normale utilizzo. Questi depositi possono ridurre il comfort di utilizzo, la visione e la durata delle lenti.
- Se necessario, l'uso settimanale di compresse per la rimozione delle proteine fornisce una cura ottimale per le lenti, contattare il proprio specialista di fiducia per una consulenza.

Precauzioni

È necessario osservare tutte le istruzioni; in caso contrario, potrebbero verificarsi gravi infezioni o lesioni oculari.

Precauzioni generali

Non utilizzare nessuno di questi prodotti in caso di allergia a uno dei componenti.

In caso di irritazione oculare, interrompere l'uso delle lenti e rivolgersi al proprio oculista.

Non utilizzare se il sigillo antimanomissione è danneggiato o mancante.

Simboli

 Leggere le istruzioni per l'uso

 Fabbricante

 Data di produzione

LOT

Codice lotto (lotto)

 Data di scadenza
(scadenza del contenitore intatto)

 Non utilizzare se la confezione è danneggiata

STERILE

A

Sterile. Tecnica asettica

 Soluzione disinfettante, conservante e umettante ***TotalCare***
Gettare via l'eventuale soluzione rimanente 45 giorni dopo la prima apertura del flacone

 Detergente quotidiano ***TotalCare***: Gettare via l'eventuale soluzione rimanente 60 giorni dopo la prima apertura del flacone

 5°C — 25°C
Limiti di temperatura

PT

Sistema *TotalCare*

O sistema ***TotalCare*** é uma forma simples e cómoda de cuidar das suas lentes de contacto duras e rígidas permeáveis a gases.

O sistema ***TotalCare*** foi formulado para ajudar a aumentar o conforto e ajudar a maximizar o tempo de utilização das lentes.

O sistema ***TotalCare*** consiste nos seguintes componentes:

TotalCare Limpeza Diária

TotalCare Solução de Desinfecção/Conservação/Humedecimento

TotalCare Estojó de Lentes (não esterilizado)

Rotina de cuidados diários

Lave e seque sempre as mãos cuidadosamente antes de manusear as suas lentes de contacto.

Limpeza

- Retire a lente do olho esquerdo e coloque-a na palma da mão.
- Coloque 2-3 gotas de ***TotalCare*** Limpeza Diária em cada superfície da lente e massage durante 15-20 segundos com o dedo. Nunca massage com um movimento circular, dado que tal poderá não limpar eficazmente o rebordo da lente.
- Enxague cada um dos lados da lente utilizando ***TotalCare*** Solução de Desinfecção, Conservação e Humedecimento ou soro fisiológico esterilizado.
- Coloque a lente no receptáculo da tampa esquerda (L) e feche o estojó das lentes com esta tampa.
- Encha o estojó das lentes com ***TotalCare*** Solução de Desinfecção, Conservação e Humedecimento.
- Cartilique-se de que o estojó das lentes está completamente cheio, até cima.
- Repita este procedimento com a lente de contacto do olho direito.

Desinfecção

- Deixe as lentes mergulhadas na ***TotalCare*** Solução de Desinfecção, Conservação e Humedecimento durante pelo menos 6 horas, ou de um dia para o outro, para assegurar uma desinfecção minuciosa. Guarde as lentes no estojó de lentes, fechado, até ao momento da utilização.
- Enxague as lentes com ***TotalCare*** Solução de Desinfecção, Conservação e Humedecimento.
- As suas lentes estão agora prontas a serem utilizadas.
- Elimine a solução utilizada, enxague o seu estojó das lentes com ***TotalCare*** Solução de Desinfecção, Conservação e Humedecimento e deixe secar ao ar.

Conservação

- As lentes podem ser armazenadas durante um período de até 30 dias no estojó de lentes fechado.
- Se ficarem guardadas durante períodos mais prolongados, desinfecte-as novamente antes de as colocar.

Humedecimento

- Para humedecer as suas lentes de contacto, deite 1-2 gotas de ***TotalCare*** Solução de Desinfecção, Conservação e Humedecimento na superfície interior de cada uma das lentes de contacto antes de as colocar.

Remoção de proteínas

- As proteínas presentes naturalmente na película lacrimal podem acumular-se e desenvolver um depósito durante a utilização normal. Estes depósitos podem reduzir o conforto de utilização, a visão e a vida útil das lentes.
- Quando necessário, a utilização semanal de uma pastilha para remoção de proteínas proporciona os cuidados ideais para as suas lentes. Contacte o seu profissional de cuidados oculares para obter aconselhamento.

Precações

Devem seguir-se todas as instruções. Não o fazer poderá resultar em graves lesões ou infeções oculares.

Geral

Não utilize nenhum destes produtos se for alérgico a qualquer um dos componentes.

Se ocorrer irritação ocular, suspenda a utilização das lentes e contacte o seu técnico de cuidados oculares.

Não utilizar se o selo de inviolabilidade estiver quebrado ou ausente.

Símbolos

 Consultar as instruções de utilização

 Fabricante

 Data de fabrico

LOT

Código do lote (lote)

 Prazo de validade
(validade do recipiente fechado)

 Não utilizar se a embalagem estiver danificada

STERILE

A

Estéril. Técnica asséptica

 ***TotalCare*** Solução de Desinfecção Conservação e Humedecimento:
Elimine quaisquer restos de solução 45 dias após a primeira abertura do frasco

 ***TotalCare*** Limpeza Diária: Elimine quaisquer restos de solução 60 dias após a primeira abertura do frasco

 5°C — 25°C
Limites de temperatura