



gebruiksaanwijzing

Deze Gebruiksaanwijzing bevat belangrijke product- en veiligheidsinformatie. Lees deze aandachtig door en bewaar hem voor latere raadpleging.

PRODUCTNAAM:
OPTI-FREE® PureMoist® Multifunctionele desinfectievoetstof en Alcon contactlenshouder (Plat)

BESCHRIJVING:
OPTI-FREE® PureMoist® Multifunctionele desinfectievoetstof en Alcon contactlenshouder (plat), OPTI-FREE® PureMoist® is een steriele, gebufferde, vloeibare oplossing. Het bevat natriumchloride, natriumchloride, boorzuur, sorbitol, aminomethylpropanol, dinatrium EDTA, twee bevochtigingscomponenten (TETRONIC® 1304† en HydraGlyde® Moisture Matrix (EBOB-41™) [polyvinylethyleen-polyoxyethyleen] met POLYQUAD™ [polyquaternium-1] 0.001% en ALDOX™ [mystardimodopropyl dimethylamine] 0.0006%) conserveert, desinfecteert en gezuurd water. HydraGlyde® Moisture Matrix is een gepatenteerd multifunctioneel blokcopolymer dat voornamelijk is ontworpen voor het bevochtigen en hydrateren van silicone hydrogel lenzen. De Alcon contactlenshouder (plat) is een accessoire voor de OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof. De lenshouder heeft een plat ontwerp dat twee naast elkaar geplaatste korrels en bestaat uit twee deelen en een basis met twee lenskanten. De OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof en de Alcon contactlenshouder moeten altijd samen worden gebruikt.

KLINISCHE VOORDELEN:
Wanneer gebruikt zoals aangegeven, OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof:
• Reinigt door verwijdering van de lenzen te verwijderen en vetaanslag op uw lenzen te verwijderen tijdens het desinfecteren en bewaren.
• Desinfecteert, de biocompatibele, levensvatbare desinfectiemiddelen POLYQUAD™ en ALDOX™ werken tegen schadelijke micro-organismen (bacteriën, schimmelen en Acanthamoeba).
• Spoelt: kan op elk moment gebruikt worden voor het spoelen en verzorgen van uw contactlenzen.
• Bewaart lenzen: aan een ongeopende lenshouder tot 30 dagen na desinfectie.
• Biedt comfort en veiligheid bij contactlenzen: de HydraGlyde® Moisture Matrix bevochtigt de lens en houdt de lens gehydrateerd.

BEHOEGE GEBRUIKERS/DOELGROEP:
OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof is bedoeld voor het reinigen, desinfecteren en bewaren van zachte contactlenzen (inclusief siliconen hydrogel lenzen).

BEHOEGE GEBRUIKERS/DOELGROEP:
Contactlensdragers 17 jaar en ouder die zachte contactlenzen (inclusief siliconen hydrogel lenzen) gebruiken, die in staat zijn de gebruiksaanwijzing en -instructies te begrijpen (of een verzorger hebben die u hun plan kan handelen), en oogzorgspecialisten.

PRESTATIEKENMERKEN:
Op basis van het totale bewijsmateriaal uit klinische studies, gepubliceerde klinische literatuur en klinische ervaring (post markt surveillance), presteert OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof zoals bedoeld voor het reinigen, desinfecteren en bewaren van zachte contactlenzen (inclusief siliconen hydrogel lenzen).
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:
Algemene instructies:
• Verwijder de bedrukte verzegeling om de hal van het flesje volledig vrij te maken.
• Was en spoel uw handen altijd goed en droog ze af met een schoon, pluisvrij handdoek voordat u uw contactlenzen aanraakt.
• Reinig, verzorg, spoel en desinfecteer uw lenzen telkens als u ze uittrekt.
• Hanteer altijd eerst de rechter lens, de rechter of linker, om vervuilingen te voorkomen.
• Wanneer u een nieuwe Alcon contactlenshouder gebruikt, spoel de houder dan met OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof voor gebruik, om eventuele vuiligheden te verwijderen.

Vrij de instructies voor gebruik:
• Maak elke kant van de lens grondig nat met OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof.
• Wrijf 10 seconden over elke kant van de lens (totale wrijf-tijd van 20 seconden).
• Spoel elke zijde van de lens gedurende 10 seconden af met een constante stroom OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof (totale spoeltijd van 20 seconden).
• Vul uw Alcon contactlenshouder met verse OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof. Bewaar de lenzen de hele nacht of minimaal 6 uur in de gesloten lenshouder. Na het uittrekken spoel de lenzen gedesinfecteerd en klaar om te dragen.
• Als u al vrij op de contactlenzen achterlijft, spoel dan met OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof voordat ze inbrengt. U mag uw lenzen maximaal 30 dagen in de ongeopende lenshouder met OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof laten zitten. Na deze periode moeten uw lenzen voor het dragen worden gereinigd en gedesinfecteerd met OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof.

Reinigen van de lenshouder:
• Maak de Alcon contactlenshouder na gebruik altijd heel schoon door hem af te spoelen met verse OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof. Was de lenshouder niet met water.
• Controleer voortdurend de lenshouder aan de lucht laat drogen en er geen restanten van de vloeistof in de houder achterlaten.

CONTRA-INDICATIES (Redenen om niet te gebruiken):
Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent voor of om het even welke van de bestanddelen.

WAARSCHUWINGEN:
Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgspecialist en alle instructies op het etiket opvolgt voor een juist gebruik en verzorging van uw lenzen en lensverzorgingsproducten, inclusief de lenshouder. Hiergebruik geen vloeistof of giet geen nieuwe vloeistof bij oude vloeistof ("top off") die nog aanwezig is in de lenshouder omdat dit de effectieve desinfectie van de lens kan verminderen. Oogproblemen, waaronder een infectieuze microbische infectie of hoornvlieswonden, kunnen zich ontwikkelen en leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Als u aanhoudend ongemak in de ogen, opjeng, een brandend en prikkelend gevoel, gevoel van droge ogen, overmatig tranen, roodheid van het oog (irritatie, allergische reactie) of veranderingen in het gezichtsvermogen (verminderd gezichtsvermogen) ervaart, neem ONmiddellijk uw lenzen uit en raadpleeg uw oogzorgspecialist omdat het probleem ernstige kan worden.

VOORZORGSMAATREGELEN:
• Gebruik altijd verse OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof. Gebruik de vloeistof in uw contactlenshouder nooit opnieuw.
• Gebruik altijd de nieuwe Alcon contactlenshouder (plat) die bij elke aankoop OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof wordt geleverd.
• Verpak uw lenshouder regelmatig om ooginfecties te helpen voorkomen.
• VEILIGHEIDSLUUITING: Niet gebruiken als de veiligheidsstifting is beschadigd of ontbrekt voor de eerste opening.
• Niet gebruiken indien de verpakking of de fles (steriele verpakking) of lenshouder beschadigd is.
• Gebruik nooit een oplossing, zoals oplossing of bevochtigingsdruppels om lenzen te desinfecteren.
• Niet inslikken. Bij inslikken medische hulp innemen onder en buikpijn (gastro-intestinaal ongemak) kan optreden.
• Om verontreiniging te voorkomen mag de druppel van de fles nooit met enig oppervlak in aanraking komen.
• Sluit de afsluiting na gebruik.
• Bewaar tussen 15 °C en 30 °C.
• Houd de fles goed gesloten wanneer u het niet gebruikt.
• Dit product bevat een borzuuragente dat veilig is bij gebruik volgens de instructies op het etiket. Borzuur kan reproductietoxiciteit veroorzaken.
• Gebruiken vóór de vervaldatum of op het product is vermeld.
• Gaat na opening van de fles de resterende vloeistof van zes maanden vrie.
• Toegicht door volwassenen vers. Buiten het bereik van kinderen houden.
• Niet gebruiken voor hiet (thermische) desinfectie.
• Verander niet van lensverzorgingsstoffen zonder eerst uw oogzorgspecialist te raadplegen.

REISVOOR EN ONGENWENSTE BIJWERKINGEN:
Als u aanhoudend ongemak in de ogen, opjeng, een brandend en prikkelend gevoel, gevoel van droge ogen, overmatig tranen, gastro-intestinaal (abdominaal) ongemak, roodheid van het oog (irritatie, allergische reactie/overgevoeligheid), of veranderingen in het gezichtsvermogen (waazig zicht, verminderd gezichtsvermogen) ervaart, neem onmiddellijk uw lenzen uit. Raadpleeg uw oogzorgspecialist om het probleem vast te stellen en een behandeling te zoeken om ernstig letsel te voorkomen. Er kan sprake zijn van een ongewenste (ernstige microbische infectie) ontsteking die kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen (permanente verminderd gezichtsvermogen).

Dese tekenen en symptomen kunnen verband houden met meerdere aandoeningen, waaronder ontsteking en toxiciteitsreactie (allergische en systemisch).

Melding van ernstige incidenten:
Een ernstig incident gerelateerd aan het gebruik van dit medisch hulpmiddel moet gemeld worden aan Alcon Laboratories, Inc.
• Neem contact op met uw lokale Alcon kantoor of uw Alcon distributeur.
• E-mail: complaints@alcon.com
• E-mail: complaints@alcon.com

Dese ernstige incidenten moeten ook gemeld worden aan de bevoegde autoriteit voor medische hulpmiddelen van uw land.

HOLGELIEVERD:
OPTI-FREE® PureMoist® vloeistof, gesterriliseerd door filtratie, wordt geleverd in plastic flessen met een volume van 60 ml tot 420 ml. Alcon lenshouder inbegrepen.

STERILISATIE A Steriliseerd met aseptische verwerkingstechnieken.

Symbool	Definitie
	Let op
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing
	Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is en raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Productiedatum
	Bevat gevaarlijke stoffen
	Eén enkel steriel barrièresysteem
	Medisch hulpmiddel
	Unieke hulpmiddelidentificatie

Fabrikant
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

EC REP Gemachtigde in de Europese Unie
Alcon Laboratories Belgium
Lichterweld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
België

© 2025 Alcon Inc.
†TETRONIC is een handelsmerk van BASF.

Datum van uitgave: 2025-08

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Cette notice contient des informations importantes sur l'utilisation du produit ainsi que des informations de sécurité. Veuillez la lire attentivement et la conserver pour pouvoir la consulter ultérieurement.

NOM DU PRODUIT:
OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination et étai de trempage (Plat) pour lentilles de contact Alcon

DESCRIPTION:
OPTI-FREE® PureMoist® Solution Multi-Fonctions de Décontamination et étai de trempage (Plat) pour lentilles de contact Alcon.
OPTI-FREE® PureMoist® Solution est une solution aqueuse, stérile, tamponnée, contenant du chlorure de sodium, du chlorure de sodium, de l'acide borique, du sorbitol, de l'aminométhylpropanol, de l'EDTA disodique, deux agents hydratants (TETRONIC® 1304† et HydraGlyde® Matrice Hydratante (EBOB-41™) [polyéthylène - polyoxyéthylène] et les conservateurs POLYQUAD™ [polyquaternium-1] à 0.001 % et ALDOX™ [mystardimodopropyl diméthylamine] à 0.0006 % et de l'eau purifiée. HydraGlyde® Matrice Hydratante est un copolymère multifonctionnel exclusif, principalement conçu pour hydrater et lubrifier les lentilles en silicone hydrogel. L'étai de trempage (Plat) Alcon est un accessoire de OPTI-FREE® PureMoist® Solution. L'étai à lentilles est un modèle plat à deux cavités côte à côte et se compose d'un support avec deux cavités pour déposer les lentilles et de deux bouchons. OPTI-FREE® PureMoist® Solution et l'étai de trempage Alcon doivent toujours être utilisés ensemble.

BÉNÉFICES CLINIQUES:
Lorsqu'il est utilisé selon les instructions, OPTI-FREE® PureMoist® Solution :
• Nettoie en éliminant les dépôts protéiques et en réduisant les dépôts lipidiques de vos lentilles lors de la décontamination et de la conservation.
• Décontamine : biocompatibles, les deux décontaminants POLYQUAD™ et ALDOX™ sont efficaces contre les micro-organismes pathogènes (bactéries, champignons et Acanthamoeba).
• Rince : peut être utilisé pour rincer et rétrover vos lentilles de contact à tout moment.
• Conserve les lentilles dans un étai non ouvert jusqu'à 30 jours après décontamination.
• Assure confort et hydratation des lentilles de contact : HydraGlyde® Matrice Hydratante humidifie la lentille et la maintient hydratée.

DESTINATION/UTILISATION PRÉVUE:
OPTI-FREE® PureMoist® Solution est destinée au nettoyage, à la décontamination et à la conservation des lentilles de contact souples (y compris les lentilles en silicone hydrogel).

UTILISATEURS CONCERNÉS/POPULATION CIBLE:
Les porteurs de lentilles de contact (7 ans et plus) utilisant des lentilles de contact souples (y compris les lentilles en silicone hydrogel), ainsi que ceux qui portent et respectent les consignes et instructions d'utilisation (ou qui ont un aidant pouvant le faire pour eux), et professionnels de santé.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE:
Sur la base de l'ensemble des preuves issues des investigations cliniques, de la littérature clinique publiée et de l'expérience clinique (surveillance après mise sur le marché, OPTI-FREE® PureMoist®) Solution présente les performances attendues pour le nettoyage, la décontamination et la conservation des lentilles de contact souples (y compris les lentilles en silicone hydrogel).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:
Instructions d'ordre général:
• Lavez-vous soigneusement chaque face de la lentille avec OPTI-FREE® PureMoist® Solution.
• Massez chaque face de la lentille pendant 10 secondes (soit 20 secondes de massage au total).
• Rincez chaque face de la lentille pendant 10 secondes avec un jet continu d'OPTI-FREE® PureMoist® Solution (soit 20 secondes de rinçage au total).
• Remplissez votre étai de trempage Alcon avec une nouvelle quantité d'OPTI-FREE® PureMoist® Solution. Conservez les lentilles dans l'étai de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Après trempage, les lentilles sont décontaminées et prêtes à être réutilisées.
• Si l'œil est irrité par des particules sur vos lentilles de contact, rincez-les avec OPTI-FREE® PureMoist® Solution avant d'être portées.
• Commencez toujours par manipuler la même lentille, la droite ou la gauche, pour éviter de les blesser.

Lors de l'utilisation d'un nouvel étai de trempage Alcon, rincez-le avant utilisation avec OPTI-FREE® PureMoist® Solution pour éliminer toutes les particules.

Suivez ces instructions d'utilisation:
• Mouillez soigneusement chaque face de la lentille avec OPTI-FREE® PureMoist® Solution.
• Massez chaque face de la lentille pendant 10 secondes (soit 20 secondes de massage au total).
• Rincez chaque face de la lentille pendant 10 secondes avec un jet continu d'OPTI-FREE® PureMoist® Solution (soit 20 secondes de rinçage au total).
• Remplissez votre étai de trempage Alcon avec une nouvelle quantité d'OPTI-FREE® PureMoist® Solution. Conservez les lentilles dans l'étai de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Après trempage, les lentilles sont décontaminées et prêtes à être réutilisées.
• Si l'œil est irrité par des particules sur vos lentilles de contact, rincez-les avec OPTI-FREE® PureMoist® Solution avant d'être portées.
• Commencez toujours par manipuler la même lentille, la droite ou la gauche, pour éviter de les blesser.

Nettoyage de l'étai de trempage:
• Après utilisation, videz et nettoyez systématiquement l'étai de trempage Alcon en rinçant avec une nouvelle quantité d'OPTI-FREE® PureMoist® Solution. Ne lavez pas l'étai de trempage avec de l'eau.
• Avant de lacer l'étai de trempage sécher à l'air, assurez-vous qu'il ne reste aucune solution résiduelle dans l'étai.

CONTRA-INDICATIONS (Dans quels cas ne pas utiliser le produit):
N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants.

MISES EN GARDE:
Il est essentiel de suivre les instructions de votre professionnel de santé et toutes celles de la notice pour utiliser et conserver correctement vos lentilles ainsi que des conseils d'entretien pour lentilles. Ne réutilisez pas ou ne réajustez pas de solution à l'ancienne déjà présente dans l'étai de trempage car cela pourrait réduire l'efficacité de la décontamination des lentilles. Des problèmes oculaires, notamment une infection (infection microbienne grave) ou des ulcères de corne, peuvent se développer rapidement et entraîner une perte de la vue. Si vous ressentez une douleur persistante, douleur oculaire, brûlure et irritation, sécheresse oculaire, larmoiement excessif, rougeur de l'œil (irritation, réaction allergique) ou troubles de la vision (diminution de la vision), retirez IMMÉDIATEMENT vos lentilles et consultez votre professionnel de santé, car le problème pourrait s'aggraver.

PRÉCAUTIONS:
• Utilisez toujours une nouvelle quantité d'OPTI-FREE® PureMoist® Solution. Ne jamais réutiliser la solution de votre étai de trempage.
• Utilisez toujours le nouvel étai de trempage (Plat) Alcon fourni avec chaque flacon d'OPTI-FREE® PureMoist® Solution avant utilisation.
• Pour aider à prévenir les infections oculaires, remplacez fréquemment votre étai de trempage.
• FERMETURE DE SÉCURITÉ : n'utilisez pas le produit si la bague de sécurité est abîmée ou absente avant la première ouverture.
• N'utilisez pas le produit si l'emballage ou la flacon (conditionnement stérile) ou l'étai à lentilles est abîmé.
• N'utilisez jamais d'eau, de sérum physiologique ou de gouttes hydratantes pour décontaminer vos lentilles.
• N'analysez pas le produit. En cas d'ingestion, consultez un médecin car des maux de ventre, diarrhées, gastro-intestinal peuvent survenir.
• Afin d'éviter toute contamination, l'emballage du flacon ne doit jamais entrer en contact avec quoi que ce soit.
• Fermez le bouchon rabattable après utilisation.
• Stockez le produit entre 15 °C et 30 °C.
• Gardez le flacon bien fermé lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Ce produit contient une quantité d'acide borique ne présentant pas de danger lorsqu'il est utilisé selon les instructions de l'étiquette. L'acide borique peut potentiellement être reprotoxique.
• Utilisez le produit avant la date de péremption indiquée sur le produit.
• Après ouverture du flacon, jetez toute solution restante après six mois.
• Surveillezz pour un adulte nécessaire. Tenez le produit hors de la portée des enfants.
• N'utilisez pas le produit pour une décontamination à chaud (thermopage).
• Ne changez pas de solution d'entretien pour lentilles sans avoir consulté votre ophtalmologue.

RISQUES RÉSIDUELS ET EFFETS SECONDAIRES INDÉSIRABLES:
Si vous ressentez une gêne oculaire persistante, une douleur oculaire, une sensation de brûlure et de picotement, une sensation de sécheresse oculaire, un larmoiement excessif, une gêne gastro-intestinale (abdominale), une rougeur oculaire (irritation, réaction allergique/hypersensibilité) ou des changements de vision (vision floue, diminution de la vision), retirez immédiatement vos lentilles. Consultez votre professionnel de santé pour identifier le problème et le traiter pour éviter des lésions graves. Une infection oculaire (infection microbienne grave) peut survenir et, sans traitement, pourrait entraîner une perte de la vue (diminution permanente de la vision).
Ces signes et symptômes peuvent être associés à plusieurs pathologies, notamment inflammation et réaction toxique (généralisée et systémique).

Déclaration des incidents graves:
Tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif médical doit être signalé à Alcon Laboratories, Inc.:

• contactez votre bureau local ou votre distributeur Alcon.
• E-mail : complaints@alcon.com
Ces incidents graves doivent également être déclarés à l'autorité compétente en matière de dispositifs médicaux de votre pays.

PRÉSENTATION:
OPTI-FREE® PureMoist® Solution, qui est stérilisé par filtration, est fourni dans des flacons en plastique dont le volume de remplissage va de 60 à 420 ml. Etai de trempage Alcon inclus.

STERILISATIE A Sterilisé avec des techniques de traitement aseptiques.

Symbole	Définitions
	Attention
	Consulter la notice d'utilisation papier ou électronique
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation
	Date de fabrication
	Contient des substances dangereuses
	Système de barrière stérile unique
	Dispositif médical
	Identification unique de dispositif

Fabrikant
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, États-Unis

EC REP Représentant autorisé dans l'Union européenne
Alcon Laboratories Belgium
Lichterweld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
België

© 2025 Alcon Inc.
†TETRONIC est une marque déposée de BASF.

Date de diffusion: 2025-08



gebruiksaanwijzing

Deze Gebruiksaanwijzing enthält wichtige Informationen zur Anwendung und Sicherheit des Produkts. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und heben Sie sie für späteres Nachschauen auf.

PRODUKTNAME:
OPTI-FREE® PureMoist® Multifunktions-Desinfektionslösung und Alcon Kontaktlinsenbehälter (flach)

BESCHREIBUNG:
OPTI-FREE® PureMoist® Multifunktions-Desinfektionslösung und Alcon Kontaktlinsenbehälter (flach), OPTI-FREE® PureMoist® ist eine sterile, gepufferte, wässrige Lösung, die Natriumchlorid, Natriumchlorid, Borsäure, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Dinatriumedetat, zwei Bevochtigungsmitel (TETRONIC® 1304† und HydraGlyde® Moisture Matrix (EBOB-41™) [Polyvinylethyl- Polyoxyethyleen]) sowie Konservierungsmittel POLYQUAD™ (Polydimethylsilyl dimethylamin) 0,001% und ALDOX™ (Mystardimodopropyl dimethylamin) 0,0006% und gereinigtes Wasser enthält. HydraGlyde® Moisture Matrix ist ein patentiertes, multifunktionales Blockcopolymer, welches vornehmlich für die Befuchung und Benetzung von Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen entwickelt wurde. Der Alcon Kontaktlinsenbehälter (flach) ist ein Zubehörartikel für OPTI-FREE® PureMoist® Lösung. Der Linsenbehälter hat ein flaches, nebeneinander angeordnetes Design. Er besteht aus zwei Verschluss und einer Basis mit zwei Linsenräumen. Die OPTI-FREE® PureMoist® Lösung und der Alcon Kontaktlinsenbehälter sollten immer zusammen verwendet werden.

KLINISCHE NUTZTEN:
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung erfüllt OPTI-FREE® PureMoist® Lösung folgende Funktionen:
• Reinigt durch Entfernen von Proteinen und Reduzieren von Lipidablagerungen von Ihren Linsen während der Desinfektion und Aufbewahrung.
• Desinfiziert: biokompatiblen, dualen Desinfektionsmittel POLYQUAD™ und ALDOX™ wirken gegen schädliche Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Acanthamoeba).
• Abwaschen: kann jederzeit zum Abspülen und Konditionieren Ihrer Kontaktlinsen verwendet werden.
• Rince: peut être utilisé pour rincer et rétrover vos lentilles de contact à tout moment.
• Conserve les lentilles dans un étai non ouvert jusqu'à 30 jours après décontamination.
• Bietet Kontaktlinsenkomfort und Feuchtigkeit: die HydraGlyde® Moisture Matrix benetzt die Linsen und hält sie mit Feuchtigkeit versorgt.

VERWENDUNGSECKE:
OPTI-FREE® PureMoist® Lösung ist für das Reinigen, Desinfizieren und Aufbewahren von weichen Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel Linsen) bestimmt.

VORGESCHEN ANWENDER / ZIELPOPULATION:
Kontaktlinsenträger (ab einem Alter von 7 Jahren), die weiche Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel Linsen) verwenden und in der Lage sind, die Anleitungen sowie die Gebrauchsanweisung zu verstehen und zu befolgen (oder eine Betreuungsperson haben, die dies für sie übernimmt), sowie Kontaktlinsenspezialisten.

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN:
Basierend auf den gesammelten Nachweisen aus klinischen Studien, veröffentlichter klinischer Fachliteratur und Erfahrungen nach der Markteinführung erfüllt OPTI-FREE® PureMoist® Lösung den vorgesehenen Verwendungszweck zum Reinigen, Desinfizieren und Aufbewahren von weichen Kontaktlinsen (einschließlich Silikon-Hydrogel Linsen).

AUFLEBUNG ZUM GEBRAUCH:
Allgemeine Hinweise:
• Benutzen Sie vor Gebrauch das bedruckte Siegel am Flaschenhals vollständig.
• Waschen und spülen Sie Ihre Hände immer gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, flusenfreien Tuch, bevor Sie die Kontaktlinsen berühren.
• Reinigen, konditionieren, spülen und desinfizieren Sie Ihre Linsen jedes Mal, wenn Sie sie absetzen.
• Handhaben Sie immer dieselbe Linse (die rechte oder die linke) zuerst, um Verkreuzungen zu vermeiden.
• Wenn Sie einen neuen Alcon Kontaktlinsenbehälter verwenden, spülen Sie ihn vorher mit OPTI-FREE® PureMoist® Lösung, um Rückstände zu entfernen.

Befolgen Sie folgende Anleitung:
• Befleuchten Sie gründlich beide Seiten der Linse mit OPTI-FREE® PureMoist® Lösung.
• Reiben Sie jede Seite der Linse für 10 Sekunden (Gesamtbereitzeit: 20 Sekunden).
• Spülen Sie jede Seite der Linse für 10 Sekunden mit einem stetigen Strahl von OPTI-FREE® PureMoist® Lösung (Gesamtspeitzeit: 20 Sekunden).
• Befüllen Sie Ihren Alcon Kontaktlinsenbehälter mit frischer OPTI-FREE® PureMoist® Lösung.
• Bewahren Sie die Linsen über Nacht, oder aber für mindestens 6 Stunden, im geschlossenen Linsenbehälter auf. Nach dem Einweichen sind die Linsen desinfiziert und können verwendet werden, bevor Sie die Linsen verwenden.
• Wenn sich noch Rückstände auf den Kontaktlinsen befinden, spülen Sie die Linsen vor dem Aufsetzen mit OPTI-FREE® PureMoist® Lösung. Sie können Ihre Linsen im geschlossenen Linsenbehälter in OPTI-FREE® PureMoist® Lösung bis zu 30 Tage aufbewahren. Nach dieser Zeit müssen Ihre Linsen mit frischer OPTI-FREE® PureMoist® Lösung gereinigt und desinfiziert werden, bevor Sie die Linsen verwenden.

Reinigung des Kontaktlinsenbehälters:
• Leeren und reinigen Sie den Alcon Kontaktlinsenbehälter nach jeder Benutzung mit OPTI-FREE® PureMoist® Lösung. Spülen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit klarem Wasser.
• Stellen Sie sicher, dass sich keine Restlösung mehr im Behälter befindet, bevor Sie ihn an der Luft trocknen lassen.

GEGENANZEIGEN (Gründe gegen die Anwendung):
Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.

WAHRNIMMENS:
Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten und die Packungsbeilage zur korrekten Pflege Ihrer Linsen und zum richtigen Umgang mit Linsenzersetzungsprodukten, einschließlich Ihrer Linsenbehälter, befolgen. Verwenden Sie die Lösung kein weiteres Mal und füllen Sie Ihre Linse im Linsenbehälter auf, da dies die Desinfektionswirkung mindern kann. Augenschmerzen, einschließlich Infektionen (schwerwiegende mikrobielle Infektion) oder Hornhautgeschwüre, können sich rasch entwickeln und zu Sehverlust führen. Wenn Sie anhaltende Augenschmerzen, Augenschmerzen, Brennen und Stechen, Tränenfluss, übermäßigen Tränenfluss, Augenrötungen (Rötung, allergische Reaktion) oder Sehveränderungen (verminderter Sehvermögen) haben, nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen SORSTIG vom Auge, da sich die Beschwerden sonst verschlimmern könnten, und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten auf.

VOORSICHTSMAATREGELEN:
• Verwenden Sie immer frische OPTI-FREE® PureMoist® Lösung. Benutzen Sie die Lösung in Ihrem Linsenbehälter nie ein weiteres Mal.
• Verwenden Sie immer den neuen Alcon Kontaktlinsenbehälter (flach), der bei jedem Kauf von OPTI-FREE® PureMoist® Lösung mitgeliefert wird.
• Im Verwenden Sie den Linsenbehälter regelmäßig aus, um Augeninfektionen zu vermeiden.
• ANDROCHSCHUTZ: Nicht verwenden, wenn der Androchschutz vor dem ersten Öffnen beschädigt ist oder fehlt.
• Bei beschädigter Verpackung oder Flasche (Sterilverpackung) oder beschädigten Linsenbehälter nicht verwenden.
• Verwenden Sie niemals Wasser, Kochsalzlösung oder Benetzungslösung, um Ihre Kontaktlinsen zu desinfizieren.
• Nicht verschlucken. Beim Verschlucken ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, da es zu Magen-Darm-Beschwerden kommen kann.
• Borsäure kann möglicherweise reproduktionstoxisch sein. Dieses Produkt enthält Borsäure in einer Menge, die bei Anwendung gemäß Gebrauchsanweisung unbedenklich ist.

• Vor dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum verwenden. • Sechs Monate nach dem ersten Öffnen der Lösung verwerfen. • Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Nicht geeignet zur Hitzebehandlung. • Verwenden Sie nicht zu anderen Kontaktlinsenlösungen, ohne vorher Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten zu halten.
• Wenn anhaltende Augenschmerzen, Augenschmerzen, Brennen und Stechen, Tränenfluss, übermäßigen Tränenfluss, Magen-Darm-Beschwerden, Augenrötungen (Rötung, allergische Reaktion/Überempfindlichkeit) oder Sehveränderungen (verminderter Sehvermögen) auftreten, nehmen Sie Ihre Linsen sofort ab. Konsultieren Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten, um die Ursache zu ermitteln und Behandlungsmaßnahmen zu ergreifen, um schwerwiegende Schädigungen zu verhindern. Es könnte eine Augeninfektion (schwerwiegende mikrobielle Infektion) vorliegen, die zu Sehverlust (dauerhaft verminderter Sehvermögen) führen könnte, wenn sie unbehandelt bleibt. Diese Anzeichen und Symptome können mit verschiedenen Erkrankungen in Zusammenhang stehen, einschließlich Entzündung und toxischer Reaktion (allgemein und systemisch).
Meldung schwerwiegender Vorkommnisse:
Melden Sie jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit der Anwendung dieses Medizinproduktes an Alcon Laboratories, Inc.
• Kontaktieren Sie die lokale Alcon Niederlassung oder Ihren Alcon Händler.
• E-Mail: complaints@alcon.com
Melden Sie dieses schwerwiegende Vorkommnis auch an die für Medizinprodukte zuständige Behörde in Ihrem Land.

LEIFERUNGSMANIER:
OPTI-FREE® PureMoist® Lösung ist durch Filtration sterilisiert und in Kunststoffflaschen mit Füllmengen von 60 ml bis 420 ml erhältlich. Mit Alcon Linsenbehälter.

STERILISATIE A Sterilisiert mit aseptischen Verfahren

Symbol	Definition
	Achtung
	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten
	Herstellungdatum
	Enthält gefährliche Substanzen
	Einfaches Sterilbarrieresystem
	Medizinprodukt
	Eindeutige Produktidentifizierung

Symbol	Definition
	Achtung
	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und Gebrauchsanweisung beachten
	Herstellungdatum
	Enthält gefährliche Substanzen
	Einfaches Sterilbarrieresystem
	Medizinprodukt
	Eindeutige Produktidentifizierung

Fabrikant
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

EC REP Bevollmächtigter in der Europäischen Union
Alcon Laboratories Belgium
Lichterweld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgien

© 2025 Alcon Inc.
†TETRONIC ist eine Marke der BASF.

Ausgabedatum: 2025-08

W9020304-0825

Il presente foglio di istruzioni per l'uso contiene importanti informazioni per l'uso e la sicurezza del prodotto. Si prega di leggerlo attentamente e conservarlo per uso futuro.

NOME PRODOTTO:
OPTI-FREE® PureMoist® Soluzione Disinfettante Multifunzione e Portaleltri Alcon (Piatto)

DESCRIZIONE:
OPTI-FREE® PureMoist® Soluzione Disinfettante Multifunzione e Portaleltri Alcon (Piatto), OPTI-FREE® PureMoist® è una soluzione sterile, tamponata, acquosa contenente sodio citrato, sodio cloruro, acido bórico, sorbitolo, aminomethylpropanolo, EDTA bicoico, due agenti umettanti (TETRONIC® 1304† e matrice umettante HydraGlyde® (EBOB-41™) [poliossietilene-poliossietilene] con POLYQUAD™ [poliquaternium-1] 0.001% e ALDOX™ [mistiardimodopropil dimetilammina] 0.0006% conservante, acqua purificata. La matrice umettante HydraGlyde® è un copolimero a blocchi multifunzionale brevettato, studiato principalmente per umettare e lubrificare le lenti in silicone idrogel. Il Portaleltri Alcon (Piatto) è un accessorio di OPT