

ENGLISH | Instructions for Use

Disinfecting, cleaning, rinsing and storing system for rigid gas permeable contact lenses.

FOR SCLERAL CONTACT LENSES

Wash your hands well with mild soap before handling your contact lenses.

1 DISINFECTING, CLEANING AND NEUTRALIZING



- Set a neutralizing and cleaning tablet at the specified position (slit) of the dedicated case body. Be sure to use the dedicated case. ⚠Setting the tablet at a position other than the specified position may lead to unsuccessful neutralisation, resulting in colouration of the lens.
- Place the lenses in the lens holder of the case.
- Fill the case with the disinfecting solution up to the marked line.
- Close the case lid and let it stand for at least four hours.
- Confirm that the lenses and the solution are clear.



2 RINSING LENSES

- Pick up the cleaned/disinfected lenses from the holder. Hold them with your fingers and rinse both sides with the rinsing solution for at least 10 seconds.

⚠Always use the **cleadew CareSolution** to rinse the lenses.

Avoid using saline or MPS solutions containing sodium chlorite as a preservative or disinfectant.

STORING LENSES

- To store the lenses, be sure to follow the instructions of eye care professionals.
- When planning to wear lenses that have been stored for 24 hours or longer, it is recommended to start care from the beginning before wearing them.

⚠ PRECAUTIONS

- ⚠To avoid serious eye infections or damage, always follow the user instructions.
- Use the disinfecting solution and the neutralizing and cleaning tablet together.
- Close the bottle tightly after use.
- Always use the **cleadew SL** system components including the lens case and **cleadew CareSolution**.
- ⚠Discard any remaining solution 90 days after opening the bottle.
- Do not use for soft contact lenses.
- Do not use the **cleadew CareSolution** to disinfect or store lenses.
- Do not touch the tip of the bottle to avoid contamination.
- Do not swallow the solution or tablet. If you do so, drink a large amount of drinking water immediately.
- ⚠Not to be used in the eye. If you do so, immediately rinse the eye with sterile saline solution or eye washes.
- Do not use the tablet if it is damaged or discoloured.
- Do not reuse the solution. (The solution after lens care is neutralized and cannot disinfect the lens. To prevent eye infection, do not reuse the solution.)
- Do not use the product after the expiry date.
- ⚠Do not use the product if the bottle or package is soiled or damaged.
- Do not use the solution if it is cloudy or discolored.
- Do not wear lenses without rinsing them with **cleadew CareSolution** after disinfecting, cleaning and neutralizing.
- Do not use the product together with another solution, tablet, or pharmaceutical drug.
- Do not use tap water to rinse the lenses or lens case.
- ⚠Keep out of reach of children.
- To prevent bacterial contamination, do not transfer the disinfecting solution to another container, nor replenish it with water or other liquid medical agent.
- To prevent contamination, use a new lens case with each purchase.
- Use the tablets immediately after opening the package.
- After using up all of the neutralizing and cleaning tablets, discard any remaining solution in the bottle.
- If the solution adheres to your clothes, wash with water immediately.
- Rinse off any remaining solution on the wash stand with water after each use to prevent staining on the surface of the wash stand.
- ⚠Store products in a dry place at room temperature, avoiding direct sunlight.
- If you experience such symptoms as eye pain and irritation, remove your lenses immediately and consult your eye doctor or an eye care practitioner.
- Do not use the product if you are allergic to any of the ingredients used in it.
- Do not change the contact lens care system without consulting your eye care professional.
- In the unlikely event that the lens is coloured after care, do not wear the coloured lens.
- If you run out of the **cleadew CareSolution**, please purchase additional units of the **cleadew CareSolution**.
- ⚠Boric acid is toxic to reproduction and can reduce future fertility if taken by children or harm babies if taken by pregnant or lactating women. Be careful and avoid direct use of the solution in the eye; do not swallow. Proper use can reduce the risk; therefore, this product can be used by children or pregnant or lactating women. Sensitivity to chemicals differs from person to person. We recommend rinsing the lenses with boric acid-free sterile physiological saline before wearing them if you are susceptible.

INGREDIENTS

[Disinfecting solution] Povidone-iodine (0.05%) ⚠Boric acid **STERILE A** ⚠

[Neutralizing and cleaning tablet] Sodium sulfite (2.4 mg/tablet),

Proteolytic enzyme (8.0 mg/tablet)

[Rinsing solution] Hydrogen peroxide as preservative (0.004%) ⚠Boric acid **STERILE A** ⚠

FRANÇAIS | Mode d'emploi

Système de désinfection, de nettoyage, de rinçage et de conservation pour lentilles de contact rigides perméables au gaz.

POUR LENTILLES DE CONTACT SCLÉRALES

Bien se laver les mains avec un savon doux avant de manipuler les lentilles.

1 DÉSINFECTER, NETTOYER ET NEUTRALISER



- Placer un comprimé neutralisant et nettoyant dans la position spécifiée (fente) du corps de l'étui dédié. S'assurer de bien utiliser l'étui dédié à cet effet. ⚠Le fait de placer le comprimé dans une position autre que celle spécifiée risque d'entraîner une neutralisation infructueuse, ce qui entraînerait une coloration de la lentille de contact.
- Placez les lentilles de contact dans le porte-lentille de l'étui.
- Remplissez avec la solution désinfectante jusqu'à la ligne indiquée.
- Fermez le couvercle du boîtier et laissez reposer pendant au moins quatre heures.
- S'assurer que les lentilles et la solution sont incolores.



2 RINCER LES LENTILLES DE CONTACT

- Retirez les lentilles nettoyées/désinfectées du support. Tenez-les entre vos doigts et rincez-les deux côtés avec solution de rinçage pendant au moins 10 secondes.

⚠Utilisez toujours **cleadew CareSolution** pour rincer les lentilles.

Évitez d'utiliser des solutions salines ou MPS contenant du chlorite de sodium comme conservateur ou désinfectant.

CONSERVER LES LENTILLES DE CONTACT

- Pour ranger les lentilles de contact, suivre les instructions données par les professionnels de soins oculaires.
- Si vous prévoyez de porter les lentilles de contact qui ont été rangées pendant 24 heures ou plus, il est recommandé de démarrer l'entretien à partir du début avant de les porter.

⚠ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ⚠Tenir à l'écart toute infection ou lésion oculaire grave, il est important de suivre les consignes d'utilisation.
- Utilisez toujours ensemble la solution désinfectante et le comprimé neutralisant et nettoyant.
- Refermez bien le flacon après l'utilisation.
- Utilisez toujours les produits **cleadew SL** system, y compris l'étui à lentilles et **cleadew CareSolution**.
- ⚠Jeter la solution au bout de 90 jours après l'ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser pour les lentilles souples.
- N'utilisez pas **cleadew CareSolution** pour désinfecter ou conserver les lentilles.
- Ne touchez pas l'embout du flacon afin d'éviter toute contamination.
- N'avez pas la solution ou le comprimé. Le cas échéant, boire de l'eau potable abondamment et immédiatement.
- ⚠N'utilisez pas le produit dans les yeux. S'il entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec une solution saline stérile ou avec un liquide de rinçage oculaire.
- N'utilisez pas de comprimé endommagé ou décoloré.
- N'utilisez pas la solution. (Après l'entretien des lentilles, la solution est neutralisée et ne peut plus désinfecter d'autres lentilles. Pour éviter toute infection oculaire, ne réutilisez pas la solution.)
- N'utilisez pas le produit après la date d'expiration.
- ⚠N'utilisez pas le produit si le flacon ou l'emballage est sale ou abîmé.
- N'utilisez pas la solution si elle est trouble ou décolorée.
- Après la désinfection, le nettoyage et la neutralisation, il ne faut pas porter les lentilles sans les avoir rincées avec **cleadew CareSolution**.
- N'utilisez pas ce produit avec une autre solution, ou un autre comprimé ou médicament.
- N'utilisez pas de l'eau du robinet pour rincer les lentilles ou l'étui à lentilles.
- ⚠Conserver hors de la portée des enfants.
- Pour éviter toute contamination bactérienne, ne transférez jamais la solution désinfectante dans un autre récipient, ne la complétez jamais avec de l'eau ou un autre agent médical liquide.
- Afin d'éviter toute contamination, utilisez un nouvel étui à lentilles à chaque achat.
- Utilisez les comprimés directement après ouverture.
- Une fois que la totalité des comprimés neutralisants et nettoyants ont été utilisés, jetez toute solution restante dans le flacon.
- Si la solution entre en contact avec des vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau.
- Après chaque utilisation, rincez à l'eau toute solution restante présente dans le lavabo afin d'éviter qu'il ne soit pas taché.
- ⚠Conservez les produits dans un endroit sec, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
- En cas de symptômes comme des douleurs ou des irritations aux yeux, retirez les lentilles immédiatement et consultez un ophtalmologiste ou un spécialiste de soins oculaires.
- N'utilisez pas de produit en cas d'allergie à l'un des ingrédients utilisés dans sa composition.
- Ne changez pas de système de nettoyage de lentilles de contact sans consulter un professionnel de la vue.
- Dans le cas peu probable que les lentilles de contact seraient colorées après l'entretien, ne les portez jamais.
- Si vous n'avez plus assez de **cleadew CareSolution**, veuillez en acheter des unités supplémentaires.
- ⚠L'acide borique est toxique pour la reproduction et peut réduire la fertilité dans le futur s'il est absorbé par des enfants ou nuire aux bébés s'il est absorbé par des femmes enceintes ou allaitantes. Faire preuve de prudence et éviter l'utilisation directe de la solution dans l'œil ; ne pas avaler. Une utilisation appropriée permettant néanmoins de réduire le risque, ce produit peut être utilisé par les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. La sensibilité aux produits chimiques diffère d'une personne à l'autre. Pour les personnes sensibles, il est recommandé de rincer les lentilles avec une solution saline stérile ne contenant pas d'acide borique avant de les mettre.

INGRÉDIENTS

[Solution désinfectante] Povidone iodée (0.05%) ⚠Acide borique **STERILE A** ⚠

[Comprimé neutralisant et nettoyant] Sulfite de sodium (2.4 mg/comprimé),

Enzyme protéolytique (8.0 mg/comprimé)

[Solution de rinçage] Peroxyde d'hydrogène sous forme d'agent conservateur (0,004 %) ⚠Acide borique

DEUTSCH | Gebrauchsanweisung

Desinfektions-, Reinigungs-, Spülungs- und Aufbewahrungssystem für formstabile gasdurchlässige Kontaktlinsen.

FÜR SKLERAL-KONTAKTLINSEN

Vor dem Berühren der Kontaktlinsen reinigen Sie Ihre Hände gründlich mit einer milden Handwaschseife.

1 DESINFEKTION, REINIGUNG UND NEUTRALISATION



- Eine Reinigungs- und Neutralisationstablette an der angegebenen Stelle (Schlitz) in den zugehörigen Behälter geben. Benutzen Sie nur den dazugehörigen Behälter. ⚠Wenn Sie die Tablette nicht in den vorgesehenen Schlitz geben, kann die Neutralisierung fehlschlagen, was zu einer Verfärbung der Linse führen kann.
- Legen Sie die Linsen in das dafür vorgesehene Körbchen im Linsenbehälter.
- Füllen Sie ihn bis zur Markierung mit Desinfektionslösung auf.
- Schließen Sie den Behälterdeckel und lassen Sie diesen mindestens vier Stunden stehen.
- Nach der Neutralisationszeit achten Sie bitte darauf, dass sowohl die Flüssigkeit als auch die Kontaktlinsen transparent sind.



2 KONTAKTLINSEN ABSPÜLEN

- Nehmen Sie die gereinigten/desinfizierten Linsen aus dem Halter. Halten Sie sie mit den Fingern fest und spülen Sie beide Seiten mindestens 10 Sekunden lang mit der Spüllösung ab.

⚠Verwenden Sie zum Spülen der Linsen stets **cleadew CareSolution**.

Vermeiden Sie den Einsatz von Kochsalz- oder Kombi-Lösungen mit Natriumchlorit als Konservierungs- oder Desinfektionsmittel.

KONTAKTLINSEN AUFBEWAHREN

- Beachten Sie bei der Aufbewahrung der Linsen die Anweisungen von Augenoptikern oder Augenärzten.
- Wenn Sie vorhaben, Linsen zu tragen, die 24 Stunden oder länger gelagert worden sind, ist es empfehlenswert, die Reinigung vor dem Tragen von vorn zu beginnen.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠Halten Sie sich immer an die Gebrauchsanweisungen, um schwere Augeninfektionen oder Schäden zu vermeiden.
- Benutzen Sie bitte immer nur die desinfizierende Lösung zusammen mit der neutralisierenden und reinigenden Tablette.
- Die Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Benutzen Sie immer die Komponenten des **cleadew SL** Systems einschließlich des Kontaktlinsenbehälters und **cleadew CareSolution**.
- ⚠Schütten Sie die Reste der Lösung 90 Tage nach dem Öffnen der Flasche weg.
- Nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- Verwenden Sie die **cleadew CareSolution** nicht zum Desinfizieren oder Aufbewahren von Linsen.
- Berühren Sie bitte nicht die Spitze der Flasche, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- Verschlucken Sie nicht die Lösung oder die Tablette. Im Falle des Verschluckens umgehend eine große Menge Trinkwasser zu sich nehmen.
- ⚠Direkten Kontakt der Desinfektionslösung mit den Augen vermeiden. Falls die Lösung ins Auge gelangt, das Auge umgehend mit einer sterilen Kochsalzlösung oder einem Augenreinigungsmittel gründlich spülen.
- Verwenden Sie die Tablette nicht, wenn Sie beschädigt oder verfärbt ist.
- Verwenden Sie die Lösung nicht erneut. (Die Lösung nach der Linsenpflege ist neutralisiert und kann die Linse nicht desinfizieren. Um eine Augeninfektion zu vermeiden, verwenden Sie die Lösung nicht erneut.)
- Benutzen Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.
- ⚠Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Flasche oder Verpackung verschmutzt oder beschädigt ist.
- Benutzen Sie die Lösung nicht, wenn Sie trüb oder verfärbt ist.
- Bitte tragen Sie nur Kontaktlinsen, die nach der Desinfektion und Neutralisation mit **cleadew CareSolution** gespült wurden.
- Benutzen Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen Lösungen, Tabletten oder pharmazeutischen Produkten.
- Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen.
- ⚠Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Um eine bakterielle Infektion auszuschließen, verwenden Sie die Desinfektionslösung nicht in einem anderen Behälter und füllen Sie ihn nicht mit Wasser oder einer anderen medizinischen Flüssigkeit auf.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, benutzen Sie bei jedem Kauf einer Flasche einen neuen Kontaktlinsenbehälter.
- Tabletten nach Öffnen der Verpackung unverzüglich verwenden.
- Nachdem die gesamte Menge der Neutralisations- und Reinigungstabletten aufgebraucht sind, entsorgen Sie die restliche Lösung aus der angebrochenen Flasche.
- Sollte die Lösung auf Ihre Kleidung gelangen, waschen Sie diese sofort mit Wasser ab.
- Nach Kontakt mit dem Pflegemittel reinigen Sie bitte Ihr Waschbecken, um hartnäckige Flecken auf der Oberfläche zu vermeiden.
- ⚠Bewahren Sie die Produkte an einem trockenen Platz bei Raumtemperatur auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Sollten Schmerzen bzw. Reizung der Augen auftreten, entfernen Sie sofort Ihre Kontaktlinsen vom Auge und suchen Ihren Augenarzt auf.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
- Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenpflegesystem nur nach fachkundiger Beratung.
- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Linse nach der Pflege verfärbt ist, tragen Sie die verfärbte Linse nicht.
- Wenn Ihnen die **cleadew CareSolution** ausgeht, kaufen Sie bitte zusätzliche Einheiten der **cleadew CareSolution**.
- ⚠Borsäure ist fortpflanzungsfähig und kann bei Einnahme durch Kinder die zukünftige Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder bei Einnahme durch schwangere oder stillende Frauen das Kind schädigen. Seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie den direkten Gebrauch der Lösung im Auge; nicht verschlucken. Bei sachgemäßer Anwendung kann das Risiko verringert werden; daher kann dieses Produkt von Kindern oder schwangere bzw. stillenden Frauen verwendet werden. Die Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien ist von Person zu Person unterschiedlich. Wir empfehlen, die Linsen vor dem Tragen mit borsäurefreier, steriler physiologischer Kochsalzlösung zu spülen, wenn Sie anfällig sind.

INHALTSSTOFFE

[Desinfizierende Lösung] Povidon-Iod (0,05%) ⚠Borsäure **STERILE A** ⚠

[Neutralisations- und Reinigungstablette] Natriumsulfid (2,4 mg/tablette),

Proteolytisches Enzym (8,0 mg/tablette)

[Spüllösung] Wasserstoffperoxid als Konservierungsmittel (0,004 %) ⚠Borsäure **STERILE A** ⚠

ESPAÑOL | Instrucciones de uso

Sistema de desinfección, limpieza, enjuague y almacenamiento para lentes de contacto rígidas permeables al gas.

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERALES

Lávese bien las manos con jabón neutro antes de manipular sus lentes de contacto.

1 CÓMO DESINFECTAR, LIMPIAR Y NEUTRALIZAR



- Coloque una tableta limpiadora y neutralizante en la posición especificada (cavidad) de la estructura del estuche suministrado. Asegúrese de utilizar el estuche específico de este producto. ⚠Colocar la tableta en una posición diferente a la posición especificada puede conducir a una incorrecta neutralización, lo que resultará en la coloración de la lente.
- Coloque las lentes en el soporte de lentes del estuche.
- Rellene el estuche con la solución desinfectante hasta la línea marcada.
- Cierre la tapa del estuche y déjelo reposar durante al menos 4 horas.
- Asegúrese de que la solución y las lentes están transparentes.



2 ENJUAGAR LAS LENTES

- Coja las lentes limpiadas/desinfectadas del portallentes. Sujételas con los dedos y enjuáguelas por ambos lados con solución de enjuague durante al menos 10 segundos.

⚠Utilice siempre la **cleadew CareSolution** para enjuagar las lentes.

Evite usar soluciones salinas o MPS que contengan clorito sódico como conservante o desinfectante.

GUARDAR LAS LENTES

- Para guardar las lentes, asegúrese de seguir las instrucciones de los profesionales de la visión.
- Cuando planea usar lentes que han sido almacenadas durante 24 horas o más, se recomienda comenzar su mantenimiento desde el principio antes de usarlas.

⚠ PRECAUCIONES

- ⚠Per evitare infecciones o daño graves en los ojos, siga siempre las instrucciones de uso.
- Utilice juntos la solución desinfectante y los comprimidos neutralizantes y limpiadores.
- Cierre el bote firmemente después de cada uso.
- Utilice siempre los componentes del sistema **cleadew SL** junto con el estuche para lentes y **cleadew CareSolution**.
- ⚠Deseche la cantidad de solución que quede 90 días después de abrir el bote.
- No utilice el producto con lentes de contacto blandas.
- No utilice la **cleadew CareSolution** para desinfectar o guardar las lentes.
- No toque la punta del bote para evitar la contaminación.
- No se trague la solución o el comprimido. Si lo hace, beba inmediatamente agua potable en abundancia.
- ⚠Evite el contacto directo con los ojos. Si lo hubiera, enjuague el ojo con solución salina estéril o colirio de inmediato.
- No utilice el comprimido si está dañado o descolorido.
- No reutilice la solución. (La solución después del cuidado de la lente está neutralizada y no puede desinfectar la lente. Para evitar una infección ocular, no reutilice la solución).
- No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
- ⚠No utilice el producto si el bote o el envoltorio están sucios o dañados.
- No utilice la solución si está turbia o descolorida.
- No use sus lentes sin antes enjuagarlas con **cleadew CareSolution** después de haberlas desinfectado, limpiado y neutralizado.
- No utilice el producto con otra solución, otro comprimido u otro fármaco.
- No utilice agua del grifo para enjuagar sus lentes o el estuche para lentes.
- ⚠Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Para evitar la contaminación bacteriana, no transfiera la solución desinfectante a un otro contenedor, ni rababocare lo mismo con agua o altri agenti medici liquidi.
- Utilice un nuevo estuche con cada compra del producto para evitar la contaminación.
- Utilice los comprimidos inmediatamente después de abrir el envoltorio.
- Después de agotar todos los comprimidos neutralizantes y limpiadores, deseche la cantidad de solución que quede en el bote.
- Si la solución se adhiere a la ropa, lave la ropa inmediatamente con agua.
- Enjuague con agua la cantidad de solución que quede en el lavabo después de cada uso para evitar manchas en la superficie del lavabo.
- ⚠Conserve los productos en un lugar seco, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.
- Si tiene síntomas como dolor o irritación oculares, quítese las lentes inmediatamente y consulte con su oftalmólogo o un profesional de la visión.
- No utilice el producto si es alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- No cambie el sistema para el cuidado de sus lentes de contacto sin antes consultar con su profesional de la visión.
- En el improbable caso de que la lente se colorea después del cuidado, no use las lentes coloreadas.
- Si se le acaba la **cleadew CareSolution**, adquiera unidades adicionales de la **cleadew CareSolution**.
- ⚠El ácido bórico es tóxico para la reproducción y puede reducir la fertilidad futura si lo toman niños o dañar a los bebés si lo toman mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Tenga cuidado y evite el uso directo de la solución en el ojo; no la ingiera. El uso adecuado puede reducir el riesgo; por lo tanto, este producto puede ser utilizado por niños o mujeres embarazadas o lactantes. La sensibilidad a los productos químicos difiere de una persona a otra. Le recomendamos que enjuague las lentes con suero fisiológico estéril sin ácido bórico antes de ponérselas si es susceptible.

INGREDIENTES

[Solución desinfectante] Iodopovidona (0.05%) ⚠Ácido bórico **STERILE A** ⚠

[Comprimidos neutralizantes y limpiadores] Sulfito de sodio (2.4 mg/comprimido),

Enzima proteolítica (8.0 mg/comprimido)

[Solución de enjuague] Peróxido de hidrógeno como conservante (0,004 %) ⚠Ácido bórico

ITALIANO | Istruzioni per l'uso

Sistema di disinfezione, pulizia, risciacquo e conservazione per lenti a contatto rigide gas permeabili.

PER LENTI A CONTATTO SCLERALI

Lavare bene le mani con sapone neutro prima di toccare le lenti.

1 DISINFETTARE, PULIRE E NEUTRALIZZARE



- Posizionare una pastiglia per neutralizzazione e pulizia nell'apposita scanalatura del corpo della custodia. Assicurarsi di utilizzare l'apposita custodia. ⚠La sistemazione della pastiglia in una posizione diversa da quella specificata può portare alla mancata neutralizzazione, provocando una colorazione della lente.
- Posizionare le lenti nel portallenti della custodia.
- Riempire il portallenti con soluzione disinfettante fino alla linea segnata.
- Chiudere il coperchio della custodia e lasciar agire per almeno quattro ore.
- Assicurarsi che soluzione e lenti siano completamente incolore.



2 RISCIAQUARE LE LENTI

- Sollevare le lenti pulite/disinfettate dal supporto. Tenendole con le dita, risciacquare entrambi i lati con soluzione di risciacquo per almeno 10 secondi.

⚠Utilizzare sempre **cleadew CareSolution** per risciacquare le lenti.

Evitare l'uso di soluzioni saline o MPS contententi clorito di sodio come conservante o disinfettante.

CONSERVARE LE LENTI

- Per conservare le lenti, assicurarsi di seguire le istruzioni di ottici specializzati.
- Se si desidera indossare le lenti che sono state conservate per 24 ore o più, si consiglia di iniziare il trattamento dall'inizio prima di indossarle.

⚠ PRECAUZIONI

- ⚠Per evitare gravi infezioni o lesioni oculari, seguire sempre le istruzioni per l'uso.
- Utilizzare sempre insieme la soluzione disinfettante e la compressa pulente.
- Chiudere bene il flacone dopo l'uso.
- Usare il sistema **cleadew SL** sempre e solo con i suoi componenti, incluso il portallenti e **cleadew CareSolution**.
- ⚠Eliminare l'eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo l'apertura del flacone.
- Non utilizzare il prodotto con lenti a contatto morbide.
- Non utilizzare **cleadew CareSolution** per disinfettare o conservare le lenti.
- Non toccare la punta del flacone per evitare che possa infettarsi.
- Non ingerire la soluzione o le compresse. In caso di ingestione, bere subito acqua in abbondanza.
- ⚠Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con soluzione salina sterile o collirio.
- Non utilizzare compresse danneggiate o scolorite.
- Non riutilizzare la soluzione. (Dopo il trattamento delle lenti, la soluzione è neutralizzata e non è più in grado di disinfettare. Per evitare infezioni oculari, non riutilizzare la soluzione).
- Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
- ⚠Non utilizzare il prodotto se il contenitore o la confezione sono sporchi o danneggiati.
- Non utilizzare la soluzione se non è limpida o se il colore è sbiadito.
- Non applicare le lenti se non sono state risciacquate con **cleadew CareSolution** dopo la disinfezione, pulizia e neutralizzazione.
- Non utilizzare il prodotto con altre soluzioni, compresse o medicinali.
- Non utilizzare acqua del rubinetto per risciacquare le lenti o il portallenti.
- ⚠Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare la contaminazione batterica, non trasferire la soluzione disinfettante a un altro contenitore, né rabboccare lo stesso con acqua o altri agenti medici liquidi.
- Per evitare rischi di infezione, a ogni acquisto del prodotto utilizzare un portallenti nuovo.
- Utilizzare le compresse immediatamente dopo l'apertura della confezione.
- Una volta utilizzate tutte le compresse pulenti e neutralizzanti, gettare la soluzione residua nel flacone.
- Se la soluzione dovesse finire sugli abiti, lavare subito con acqua corrente.
- Se rimangono gocce di soluzione sul lavandino, risciacquare con acqua per evitare che si macchi.
- ⚠Conserve i prodotti in luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.
- In caso di sintomi quali dolori o irritazioni agli occhi, rimuovere immediatamente le lenti e consultare il proprio oculista o uno specialista.
- Non utilizzare in caso di allergia agli ingredienti del prodotto.
- Non cambiare il sistema di cura delle lenti a contatto senza aver prima consultato il proprio specialista.
- Nell'eventualità che la lente risulti colorata dopo il trattamento, evitare di indossarla.
- All'esaurimento di **cleadew CareSolution**, acquistare nuove confezioni di **cleadew CareSolution**.
- ⚠L'acido bórico è tossico per la riproduzione e può ridurre la fertilità futura se assunto da bambini o causare danni a neonati se assunto da donne in gravidanza o durante l'allattamento. Fare attenzione ed evitare l'uso diretto della soluzione negli occhi; non ingerire. Tuttavia, un uso corretto può ridurre sostanzialmente i rischi; pertanto, **cleadew SL** può essere utilizzata dai bambini o dalle donne in gravidanza o in allattamento. La sensibilità alle sostanze chimiche varia da persona a persona. Per i soggetti sensibili, si consiglia di sciacquare le lenti con soluzione salina fisiologica sterile senza acido bórico prima di applicarle.

INGREDIENTI

[Soluzione disinfettante] Iodopovidone (0.05%) ⚠Acido borico **STERILE A** ⚠

[Comprese pulenti e neutralizzanti] Solfito di sodio (2.4 mg/compressa),

Enzima proteolitico (8.0 mg/compressa)

[Soluzione di risciacquo] Perossido di idrogeno come conservante (0,004%) ⚠Acido borico