

● NEDERLANDS | Aanwijzingen voor gebruik

Systeem voor het desinfecteren, reinigen, spoelen en bewaren van harde contactlenzen die gas doorlaten.

VOOR SCLERALE CONTACTLENZEN

Was uw handen zeer goed met een milde zeep alvorens uw lenzen aan te raken.

1 DESINFECTEREN, REINIGEN EN NEUTRALISEREN



- Plaats een tablet voor neutraliseren en reinigen in de aangegeven positie (gleuf) van de bijbehorende lenshouder. Zorg ervoor dat u alleen de bijbehorende houder gebruikt. ⚠De tablet op een andere positie dan de aangewezen positie plaatsen, kan tot een mislukte neutralisatie leiden, met een verkleuring van de lens als gevolg.
- Plaats de lenzen in de houders van de bijbehorende lenshouder.
- Vul de lenshouder tot de gemarkeerde lijn met de vloeistof voor desinfecteren.
- Sluit de deksel van de lenshouder en laat deze minstens vier uur staan.
- Controleer of de lenzen en vloeistof helder zijn.



2 LENZEN SPOELEN

- Neem de gereinigde/gedesinfecteerde lenzen uit de lenzenhouder. Houd ze op uw vingers vast en spoel beide kanten met de spoeloplossing gedurende minstens 10 seconden.

⚠Gebruik altijd **cleadew CareSolution** om de lenzen te spoelen.

Vermijd het gebruik van saline of MPS-oplossingen die natrium chloriet bevatten als conserveringsmiddel of ontsmettingsmiddel.

LENZEN BEWAREN

- Bewaar de lenzen volgens de instructies van uw opticien.
- Wanneer de lenzen langer dan 24 uur niet worden gebruikt is het aanbevolen om de lenzen voor gebruik eerst opnieuw te reinigen en desinfecteren volgens de beschreven methode.

⚠ VOORZORGEN

- ⚠ Volg de aanwijzingen voor gebruik nauwgezet op om mogelijke ernstige infecties of beschadigingen aan het oog te voorkomen.
- Gebruik de vloeistof voor desinfecteren en de tablet voor neutraliseren en reinigen altijd in combinatie.
- Sluit de fles na gebruik goed.
- Gebruik altijd de componenten van het **cleadew SL**-systeem inclusief het lenzenbakje en **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Gooi resterende vloeistof 90 dagen na het openen van de fles weg.
- Gebruik het product niet voor zachte contactlenzen.
- Gebruik de **cleadew CareSolution** niet om lenzen te desinfecteren of te bewaren.
- Voorkom vervuiling en besmetting en raak de punt van de fles niet aan.
- Vloeistof of tablet niet inslikken. Indien ingeslikt, direct veel schoon water drinken.
- ⚠ Gebruik het product niet rechtstreeks in uw ogen. Indien het in uw ogen is gekomen, moeten de ogen direct met een steriele saline-oplossing of oogspoeling worden gespoeld.
- Gebruik geen tabletten die zijn beschadigd of verkleurd.
- Gebruik de vloeistof niet opnieuw. (De vloeistof die overblijft na het onderhoud van de lenzen is geneutraliseerd en kan de lenzen niet meer desinfecteren. Gebruik de vloeistof niet opnieuw. Dit kan leiden tot infectie van de ogen).
- Gebruik het product niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
- ⚠ Gebruik het product niet indien de fles of verpakking vuil of beschadigd is.
- Gebruik de oplossing niet indien deze troebel of verkleurd is.
- Draag de lenzen na het desinfecteren, reinigen en neutraliseren niet zonder de lenzen eerst met **cleadew CareSolution** te hebben gespoeld.
- Gebruik het product niet met een andere vloeistof, tablet of farmaceutisch middel.
- Gebruik geen kraanwater voor het spoelen van lenzen of de lenshouder.
- ⚠ Buiten bereik van kinderen houden.
- Om het risico op bacteriële besmetting te voorkomen, dient u de vloeistof voor desinfecteren in de originele verpakking te bewaren en geen andere vloeistoffen te gebruiken zoals water of een andere medische vloeistof.
- Voorkom vervuiling en gebruik een nieuwe lenshouder na iedere aankoop van het product.
- Gebruik de tabletten direct na het openen van de verpakking.
- Gooi resterende vloeistof in de fles weg nadat alle tabletten voor het neutraliseren en reinigen zijn gebruikt.
- Indien vloeistof op uw kleding is gekomen, moet het direct met water worden weggespoeld.
- Spoel eventuele resterende vloeistof op de wasbak of ander oppervlak na gebruik met water af om vlekken te voorkomen.
- ⚠ ⚠ ⚠ Bewaar het product op een droge plaats bij kamertemperatuur en uit het directe zonlicht.
- Haal de lenzen direct uit uw ogen en raadpleeg een oogarts of contactlensspecialist in geval van symptomen zoals oogpijn of oogirritatie.
- Gebruik het product niet indien u allergisch bent voor een van de in het product gebruikte bestanddelen.
- Raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist alvorens van verzorgingssysteem voor contactlenzen te wisselen.
- In het onwaarschijnlijke geval dat de lens is verkleurd na het schoonmaken, deze verkleurde lens niet gebruiken.
- Wanneer u door uw **cleadew CareSolution** raakt, koop dan aanvullende units **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Boorzuur is schadelijk voor de voortplanting en kan bij innname door kinderen de toekomstige vruchtbaarheid verminderen of bij innname door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, de gezondheid van baby's schaden. Wees voorzichtig en gebruik het niet direct in de ogen; en niet inslikken. Een juist gebruik kan de risico's die gepaard gaan met het product tot een minimum beperken. Daarom kan dit product gebruikt worden door kinderen en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Gevoeligheid voor chemicaliën verschilt per persoon. Indien u gevoelig bent raden we aan de lenzen te spoelen in een steriele saline-oplossing zonder boorzuur alvorens de lenzen te dragen.

BESTANDDELEN

[Ontsmettingsvloeistof] Povidon-jodium (0.05%) ⚠ Boorzuur

STERILE A



[Tablet voor neutraliseren en reinigen] Natriumsulfiet (2.4 mg/tablet),

Proteolytische enzymen (8.0 mg/tablet)

[Spoeloplossing] Waterstofperoxide als conserveermiddel (0.004%) ⚠ Boorzuur

STERILE A



● PORTUGUÊS | Instruções de utilização

Sistema de desinfecção, limpeza, enxaguamento e armazenamento para lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás (RPG).

PARA LENTES DE CONTACTO ESCLERAIS

Lave cuidadosamente as mãos com sabão neutro antes de manusear as suas lentes de contacto.

1 DESINFECÇÃO, LIMPEZA E NEUTRALIZAÇÃO



- Coloque uma pastilha de limpeza e neutralização na posição especificada (cavidade) da estrutura do estojo dedicado. Certifique-se de que usa o estojo dedicado. ⚠ Colocar a pastilha numa posição diferente da especificada pode levar a uma neutralização incorreta, resultando na coloração da lente.
- Coloque as lentes no suporte de lentes do estojo.
- Encha o estojo com solução de desinfecção até à linha marcada.
- Feche a tampa do estojo e deixe-o repousar por menos quatro horas.
- Verifique se as lentes e a solução estão limpas.



2 ENXAGUAR LENTES

- Retire as lentes limpas/desinfetadas do suporte. Segure-as com os dedos e limpe os dois lados com o solução de limpeza durante pelo menos 10 segundos.

⚠ Use sempre o **Cleadew CareSolution** para enxaguar as lentes.

Evite usar soluções salinas ou multiusos que contenham clorito de sódio como conservante ou desinfetante.

GUARDAR LENTES

- Para guardar as lentes, certifique-se de que segue as instruções dos profissionais de visão.
- Quando planeia usar lentes que tenham sido armazenadas durante 24 horas ou mais, recomenda-se começar o método de tratamento desde o início antes de as usar.

⚠ PRECAUÇÕES

- ⚠ Obedeça sempre às instruções de utilização de forma a evitar infeções oculares ou lesões.
- Utilize a solução de desinfecção juntamente com os comprimidos de neutralização e limpeza.
- Descarte a solução restante no recipiente com firmeza após a utilização.
- Utilize sempre os componentes do sistema **cleadew SL** incluindo o estojo das lentes e o **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Descarte a solução restante 90 dias após a abertura do recipiente.
- Não utilize com lentes de contacto hidrofílicas.
- Não utilize o **cleadew CareSolution** para desinfetar e armazenar as lentes.
- Não toque na tampa do recipiente de forma a evitar a contaminação.
- Não ingira a solução nem os comprimidos. Caso o fizer, beba imediatamente uma grande quantidade de água potável.
- ⚠ Não deve ser usado nos olhos. Caso o fizer, enxague imediatamente os olhos com solução salina estéril ou colírio.
- Não utilize comprimidos danificados ou descolorados.
- Não reutilize a solução. (Após o tratamento da lente, a solução fica neutralizada, o que impossibilita a respetiva desinfecção. Para prevenir a infeção ocular, não reutilize a solução).
- Não utilize o produto uma vez expirada a data de validade.
- ⚠ Não utilize o produto se o recipiente ou embalagem estiverem sujos ou danificados.
- Não utilize a solução se esta estiver turva ou descolorada.
- Não use lentes que não tenham sido enxaguadas com **cleadew CareSolution** após a desinfecção, limpeza e neutralização.
- Não utilize o produto juntamente com outra solução, comprimido ou medicamento.
- Não utilize água da torneira para enxaguar as lentes ou o estojo.
- ⚠ Mantenha fora do alcance das crianças.
- Para evitar a contaminação bacteriana, não transfira a solução de desinfecção para outro recipiente, nem o encha com água ou outra solução.
- Para evitar a contaminação, utilize o estojo novo de lentes com cada aquisição.
- Descarte a solução restante no recipiente assim que tiver utilizado todas os comprimidos de neutralização e limpeza.
- Se salpicar a sua roupa com a solução, lave imediatamente com água.
- Enxague com água, no lavatório e após cada utilização, a solução restante no estojo de forma a que a superfície não fique manchada.
- ⚠ ⚠ ⚠ Armazene os produtos num local seco à temperatura ambiente, evitando a luz solar direta.
- Caso sinta dor ou irritação nos olhos, retire imediatamente as lentes e consulte o seu médico ou profissional da visão.
- Não utilize o produto caso tenha alergia a algum dos ingredientes nele contidos.
- Não altere o sistema de cuidado das lentes sem consultar previamente um profissional da visão.
- No caso improvável de a lente estar colorida após o tratamento, não use a lente colorida.
- Se entretanto ficar sem **cleadew CareSolution**, por favor adquira mais unidades deste produto.
- ⚠ O ácido bórico é tóxico para a reprodução e pode reduzir a fertilidade no futuro se ingerido por crianças ou prejudicar os bebés se ingerido por mulheres grávidas ou lactantes. Tenha cuidado e evite o uso direto da solução no olho; não engula. Uma utilização adequada pode reduzir o risco e permitir a utilização deste produto por crianças, mulheres grávidas ou lactantes. A sensibilidade a produtos químicos difere de pessoa para pessoa. Para as mais sensíveis, recomendamos a limpeza das lentes com soro fisiológico estéril sem ácido bórico antes da respetiva utilização.

COMPOSIÇÃO

[Solução de desinfecção] Iodopovidona (0.05%) ⚠ Ácido bórico

STERILE A



[Comprimidos de neutralização e limpeza] Sulfito de sódio (2.4 mg/comprimido),

Enzima proteolítica (8.0 mg/comprimido)

[Solução de limpeza] Peróxido de hidrogénio como conservante (0.004%) ⚠ Ácido bórico

STERILE A



● ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Οδηγίες Χρήσης

Σύστημα απολύμανσης, καθαρισμού, έκπλυσης και αποθήκευσης για άκαμπτους αεριοδιαπερατούς φακούς επαφής.

ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με ήπιο σαπούνι πριν αγγίξετε τους φακούς επαφής σας.

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ



- Τοποθετήστε ένα δίσκιο εξουδετέρωσης και καθαρισμού στην καθορισμένη θέση (σχισμή) του ειδικά διαμορφωμένου σώματος της θήκης. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ειδική θήκη. ⚠ Η τοποθέτηση του δίσκου σε θέση διαφορετική από την καθορισμένη μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιτυχή εξουδετέρωση, με αποτέλεσμα τον χρωματισμό του φακού.
- Τοποθετήστε τους φακούς στη βάση φακών της θήκης.
- Γεμίστε τη θήκη με το απολυμαντικό διάλυμα μέχρι τη σημειωμένη γραμμή.
- Κλείστε το καπάκι της θήκης και αφήστε την για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.
- Επιβεβαιώστε ότι οι φακοί και το διάλυμα είναι διάφανα.



2 ΕΚΠΛΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

- Πάρτε τους καθαρισμένους/απολυμασμένους φακούς από τη βάση φακών. Κρατήστε τους με τα δάχτυλά σας και ξεπλύντε και τις δύο πλευρές με το διάλυμα διάλυμα έκπλυσης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

⚠ Να χρησιμοποιείτε πάντα το **cleadew CareSolution** για την έκπλυση των φακών. Αποφύγετε τη χρήση αλκαλοτικών διαλυμάτων ή διαλυμάτων MPS τα οποία περιέχουν χλωριούχο νάτριο ως συντηρητικό ή απολυμαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΑΚΩΝ

- Για την αποθήκευση των φακών, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες των επαγγελματιών οφθαλμικής υγείας.
- Όταν σκοπεύετε να φορέσετε φακούς που έχουν αποθηκευτεί για 24 ώρες ή περισσότερο, συνιστάται να ξεκινήσετε τη φροντίδα από την αρχή πριν τους φορέσετε.

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ⚠ Για να αποφύγετε σοβαρές οφθαλμικές μολύνσεις ή βλάβες, να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε μαζί το απολυμαντικό διάλυμα και το δίσκιο εξουδετέρωσης και καθαρισμού.
- Κλείστε καλά τη φιάλη μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε πάντοτε τα εξαρτήματα του συστήματος **cleadew CareSolution**, συμπεριλαμβανομένης της θήκης φακών.
- ⚠ Απορρίψτε τυχόν αναπομέναν διάλυμα 90 ημέρες μετά το άνοιγμα της φιάλης.
- Na μη χρησιμοποιείται για μαλακούς φακούς επαφής.
- Μην χρησιμοποιείτε το **cleadew CareSolution** για την απολύμανση ή αποθήκευση των φακών.
- Μην αγγίξετε το ρύγχος της φιάλης για την αποφυγή μόλυνσης.
- Μην καταπίνετε το διάλυμα ή το δίσκιο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πείτε αμέσως μεγάλη ποσότητα πόσιμου νερού.
- ⚠ Na μην χρησιμοποιείται στο μάτι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως το μάτι με στέρο φυσιολογικό ορό ή κάποιο παρασκεύασμα για οφθαλμικές πλύσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε το δίσκιο εάν έχει φθαρεί ή αποχρωματιστεί.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα. (Το διάλυμα μετά τη φροντίδα των φακών εξουδετερώνεται και δεν μπορεί να απολυμάνει τους φακούς. Για την αποφυγή μόλυνσης των ματιών, μην επαναχρησιμοποιείτε το διάλυμα).
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης.
- ⚠ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η φιάλη ή η συσκευασία είναι λερωμένη ή φθαρεμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε το διάλυμα εάν είναι θετό ή έχει αποχρωματιστεί.
- Μην φοράτε φακούς χωρίς να τους ξεπλύνετε με **cleadew CareSolution** μετά την απολύμανση, τον καθαρισμό και την εξουδετέρωση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μαζί με άλλο διάλυμα, δίσκιο ή φαρμακευτικό σκεύασμα.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης για να ξεπλύνετε τους φακούς ή τη θήκη των φακών.
- ⚠ Na φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Για την αποφυγή βακτηριακής μόλυνσης, μη μεταφέρετε το απολυμαντικό διάλυμα σε άλλο δοχείο, ούτε να το αναπληρώσετε με νερό ή με άλλο υγρό μέσω για ιατρική χρήση.
- Για την αποφυγή μόλυνσης, χρησιμοποιείτε μια νέα θήκη φακών με κάθε αγορά.
- Χρησιμοποιήστε τα δίσκια αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Αφού εξαντλήσετε όλα τα δίσκια εξουδετέρωσης και καθαρισμού, απορρίψτε το υπόλοιπο διάλυμα στη φιάλη.
- Εάν το διάλυμα προσκολληθεί στα ρούχα σας, πλύνετε αμέσως με νερό.
- Ξεπλύντε το διάλυμα που έχει απομείνει στη βάση πλύσης με νερό μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε τη δημιουργία λεκέδων στην επιφάνεια της βάσης πλύσης.
- ⚠ ⚠ ⚠ Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία δωματίου, αποφεύγοντας το άμεσο ηλιακό φως.
- Εάν παρουσιάσετε συμπτώματα όπως πόνο και ερεθισμό στα μάτια, αφαιρέστε αμέσως τους φακούς σας και συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο σας ή έναν επαγγελματία οφθαλμικής υγείας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό.
- Μην αλλάζετε το σύστημα φροντίδας φακών επαφής χωρίς να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία οφθαλμικής υγείας σας.
- Στην απίθανη περίπτωση που ο φακός είναι χρωματισμένος μετά τη φροντίδα, μην φορέσετε τον χρωματισμένο φακό.
- Εάν σας τελεώσει το **cleadew CareSolution**, αγοράστε επιπλέον συσκευασίες **cleadew CareSolution**.
- ⚠ Το βορικό οξύ είναι τοξικό για την αναπαραγωγή και μπορεί να μειώσει τη μακροβιότητα των φυτών εάν κατασπείρι από παιδιά ή να βλάψει τα μωρά εάν ληφθεί από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Προσέξτε και αποφύγετε την απευθείας χρήση του διαλύματος στο μάτι. Μην το καταπνείτε. Η ουσία της θήκης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο. Για το λόγο αυτό, αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες. Η ευαισθησία σε χημικές ουσίες διαφέρει από άτομο σε άτομο. Συνιστούμε να εκπλύνετε τους φακούς με στέρο φυσιολογικό ορό χωρίς βορικό οξύ πριν τους φορέσετε, εάν υπάρχει πιθανότητα ευαισθησίας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

[Απολυμαντικό διάλυμα] Ιωδιούχος πovidον (0.05%) ⚠ Βορικό οξύ

STERILE A



[Δίσκιο εξουδετέρωσης και καθαρισμού] Θειώδες νάτριο (2.4 mg/δίσκιο),

Πρωτεολιτικό ένζυμο (8.0 mg/δίσκιο)

[Διάλυμα έκπλυσης] Υπεροξείδιο του υδρογόνου ως συντηρητικό (0.004%) ⚠ Βορικό οξύ

STERILE A



● TÜRKÇE | Kullanım Talimatları

Sert gaz geçirgen kontakt lensler için dezenfekte etme, temizleme, durulama ve saklama sistemidir.

SKLERAL KONTAKT LENSLER İÇİNDİR

Kontakt lenslerinizi tutmadan önce ellerinizi yumuşak sabunla iyice yıkayınız.

1 DEZENFEKSİYON, TEMİZLEME VE NÖTRALİZE ETME



- Özel kap gövdesinin belirtilen konumuna (yarık) bir nötralize etme ve temizleme tableti yerleştiriniz. Özel kabi kullandığınızdan emin olunuz. ⚠ Tabletlin belirtilen konumdan başka bir konuma ayarlanması başarısız nötralizasyona yol açarak lensin renklenmesine neden olabilir.
- Lensleri kabin lens tutucusuna yerleştiriniz.
- Kabi işaretli çizgiye kadar dezenfeksiyon çözümü ile doldurunuz.
- Kabin kapağını kapatın ve en az dört saat bekletiniz.
- Camların ve çözümünün temiz olup olmadığını kontrol ediniz.



2 LENSLERİ DURULAMA

- Temizlenmiş/dezenfekte edilmiş lensleri tutucudan alınız. Parmaklarınızla tutunuz ve her iki tarafını da en az 10 saniye boyunca temiz durulama çözeltisi ile yıkayınız.

⚠ Lensleri durulamak için her zaman **cleadew CareSolution** kullanınız.

Koruyucu veya dezenfektan olarak sodyum klorit içeren salin veya MPS çözümünün kullanılmaktan kaçınınız.

LENSLERİ SAKLAMA

- Lensleri saklamak için göz bakım uzmanlarının talimatlarına uydüğunuzdan emin olunuz.
- 24 saat veya daha uzun süre saklanmış lensleri takmayı planlıyorsanız, takmadan önce bakıma baştan başlamanız önerilir.

⚠ UYARILAR

- ⚠ Ciddi göz enfeksiyonlarını veya hasarlarını önlemek için her zaman kullanıcı talimatlarına uyunuz.
- Dezenfeksiyon çözümü ile nötralize edici ve temizleyici tableti birlikte kullanınız.
- Kullanıldıktan sonra şişeyi sıkıca kapatınız.
- Her zaman lens kabi ve **cleadew CareSolution** da dahil olmak üzere **cleadew SL** sistemini bileşenlerini kullanınız.
- ⚠ Şişeyi açtıktan 90 gün sonra kalan çözümü atınız.
- Yumuşak kontakt lensler için kullanmayınız.
- cleadew CareSolution**'i lensleri dezenfekte etmek veya saklamak için kullanmayınız.
- Kirlenmeyi önlemek için şişenin ucuna dokunmayınız.
- Solüsyonu veya tableti yutmayınız. Eğer yutarsanız, hemen bol miktarda içme suyu içiniz.
- ⚠ Gözünüzde kullanılmamalıdır. Şayet kullırsanız, gözünüzü derhal steril salin çözümü veya göz yıkayıcıları ile yıkayınız.
- Tablet hasar görmüşse veya rengi değişmişse kullanmayınız.
- Solüsyonu tekrar kullanmayınız. (Lens bakımı sonrası solüsyon nötralize olur ve lensi dezenfekte edemez. Göz enfeksiyonunu önlemek için solüsyonu tekrar kullanmayınız).
- Ürünü son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- ⚠ Şişe veya ambalaj kirlenmiş veya hasar görmüşse ürünü kullanmayınız.
- Bulanık veya rengi değişmişse solüsyonu kullanmayınız.
- Lensleri dezenfekte ettikten, temizledikten ve nötralize ettikten sonra **cleadew CareSolution** ile durulamadan takmayınız.
- Ürünü başka bir solüsyon, tablet veya farmasötik ilaçla birlikte kullanmayınız.
- Ürünü başka bir solüsyon, tablet veya farmasötik ilaçla birlikte kullanmayınız.
- Lensleri veya lens kabını durulamak için musluk suyu kullanmayınız.
- ⚠ Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
- Bakteriyel kontaminasyonu önlemek için dezenfeksiyon solüsyonunu başka bir kaba aktarmayınız. Su veya başka bir sıvı tıbbi madde ile doldurmayınız.
- Kirlenmeyi önlemek için her satın alımda yeni bir lens kabi kullanınız.
- Tabletleri ambalajı açtıktan hemen sonra kullanınız.
- Tüm nötralize edici ve temizleme tabletlarini kullandıktan sonra, şişede kalan solüsyonu atınız.
- Solüsyon gıysilerinize yapışırsa, hemen suyla yıkayınız.
- Yıkama standının yüzeyinde lekelenmeyi önlemek için her kullanımdan sonra yıkama standı üzerinde kalan solüsyonu suyla durulayınız.
- ⚠ ⚠ ⚠ Ürünleri doğrudan güneş ışığından koruyarak oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.
- Göz ağrısı ve tahrişi gibi belirtiler oluştursa, lenslerinizi derhal çıkarınız ve göz doktorunuza veya bir göz bakım pratisyenine danışınız.
- İçinde kullanılan bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa ürünü kullanmayınız.
- Göz bakım uzmanınıza danışmadan kontakt lens bakım sistemini değiştirmeyiniz.
- Bakımdan sonra lensin renklenmesi gibi beklenmedik bir durumda, renkli lensi takmayınız.
- Elimizdeki **cleadew CareSolution** biterse, lütfen ek **cleadew CareSolution** üniteleri satın alınız.
- ⚠ Borik asit üremeye karşı toksiktir ve çocuklar tarafından içilirse gelecekteki doğurganlığı azaltabilir veya hamile veya emziren kadınlar tarafından alındığında bebeklere zarar verebilir. Dikkatli olunuz ve solüsyonu doğrudan gözde kullanmaktan kaçınınız; yutmayınız. Doğru kullanım riski azaltır; bu nedenle bu ürün çocuklar veya hamile ya da emziren kadınlar tarafından kullanılabilir. Kimyasallara karşı hassasiyet kişiden kişiye farklılık gösterir. Hassasiyetiniz varsa lensleri takmadan önce borik asit içermeyen steril fizyolojik salin ile durulamanızı öneririz.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State of the EU.

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst,
The Netherlands
+31 (0)263 54 44 44
info@ophtecs-europe.com

MADE IN JAPAN

MD

CE 2797

EC

REP

OPHTECS Europe B.V.
Marithaime 20, 6662 WD Elst,
The Netherlands

OPHTECS CORPORATION
5-2-4 Minatojima Minamimachi,
Chuo-ku, Kobe, 650-0047 Japan

www.ophtecs.com

ISSUE DATE: 20230530
REVISE DATE: 0-20230530