

メニホルダーは、ソフトコンタクトレンズ用ピンセットです。

使用方法

レンズの周辺部をかるくはさんで使用してください。

使用上の注意

- ピンセットの先端でレンズを押さえつけないこと。
- レンズを折った状態で、はさまないこと。
- 使用後は、水道水ですすぎ自然乾燥させること。
- 汚れが付着したり、レンズの保持が困難になってきたら、取り替えること。



Menicon Pharma SAS
Bd Sébastien Brant, Parc d'Innovation
67400 Illkirch-Graffenstaden, France



Dispositif médical
Medical device
Medizinprodukt



Unique device identifier



EN MENIHOLDER : Plastic tweezers for contact lenses.

Hold the lens by the peripheral portion, when removing the lens. Be sure to keep your MENIHOLDER clean. After each use, rinse the tweezers with adapted rinsing solution. Replace tweezers on a frequent basis (once a year).

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

FR MENIHOLDER : Pincette plastique pour lentilles de contact.

Pour retirer la lentille de votre étui, utilisez le MENIHOLDER en pinçant la lentille à sa périphérie. Assurez-vous que le MENIHOLDER soit propre.

Rincer la pincette après chaque utilisation avec une solution de rinçage habituelle.

Remplacer la pincette régulièrement (une fois par an).

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

DE MENIHOLDER : Kunststoffpinzette für Kontaktlinsen.

Bitte nehmen Sie die Kontaktlinse vorsichtig nur am Randbereich auf, dabei nicht knicken. Den MENIHOLDER nach gebrauch reinigen.

Die Pinzette nach jedem Gebrauch mit einer geeigneten Abspüllösung abspülen.

Ersetzen Sie die Pinzette regelmäßig (einmal jährlich).

Sämtliche schweren Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt sind dem Hersteller unter der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates mitzuteilen, in welchem der Benutzer und/oder der Patient ansässig ist.